




































ENDOSKOPIE - PAULDRACH medical GmbH - ENDOSCOPY

	Alles, was Sie in der flexiblen Endoskopie brauchen	All you need in flexible endoscopy	1 x Produkt Disposable	2 x Produkt Reusable	Stückzahl Box of	Artikelpreise können Sie nach Registrierung und Freischaltung auf unserer Homepage einsehen. www.pauldrach-medical.de
	Best.Nr.	Produkt	Product	②	②	
Kategorie:	Duodenoskopie		Duodenoscopy			 + 
Best.Nr.	Alles, was Sie für die Duodenoskopie brauchen	All you need for duodenoscopy				
	1 x ERCP-Katheter	Disposable ERCP-Catheter				
130-927-01	1 x ERCP-Katheter, standard Spitze Ø 2,4 x 2100 mm, Einmalartikel, steril	1 x ERCP-Catheter, standard tip, Ø 2.4 x 2100 mm, disposable item, sterile	●		5	
	1 x Papillotome	Disposable Papillotome				
131-952-20	PPD-1 x Papillotome, 2-lumig Ø 2,4 x 2100 mm, Schneidedraht 20 mm, für 0,035" Führungsdraht	PPD-1 x Papillotome, 2 lumen, Ø 2.4 x 2100 mm, cutting wire 20 mm, for guide wire 0,035"	●		5	
131-952-30	PPD-1 x Papillotome, 2-lumig Ø 2,4 x 2100 mm, Schneidedraht 30 mm, für 0,035" Führungsdraht	PPD-1 x Papillotome, 2 lumen, Ø 2.4 x 2100 mm, cutting wire 30 mm, for guide wire 0,035"	●		5	
131-953-20	PPD-1 x Papillotome, 3-lumig Ø 2,4 x 2100 mm, Schneidedraht 20 mm, für 0,035" Führungsdraht	PPD-1 x Papillotome, 3 lumen, Ø 2.4 x 2100 mm, cutting wire 20 mm, for guide wire 0,035"	●		5	
	Terumo Führungsdrähte	Terumo Guide Wire				
132-100-10	FDP-TERUMO Steuer- und Drehhilfe für Führungsdraht	FDP-TERUMO twist control handle for guide wire		●	5	
132-131-40	FDO-1 x TERUMO GS-M, gerade, Ø 0,032" x 4000mm	FDO-1 x TERUMO Guide Wire GS-M, straight, Ø 0.032" x 4000 mm	●		5	
132-141-40	FFD-1 x TERUMO GS-M, gerade, Ø 0,035" x 4000 mm	FFD-1 x TERUMO Guide Wire GS-M, straight, Ø 0.035" x 4000 mm	●		5	
132-142-40	FDO-1 x TERUMO GS-M, gebogen, Ø 0,035" x 4000 mm	FDO-1 x TERUMO Guide Wire GS-M, curved, Ø 0.035" x 4000 mm	●		5	
	1 x Gallengangs Prothese	Disposable Flap Prosthesis				
133-107-09	GGF-Flap Gallengangsprothese, 7 fr. x 90 mm	GGF-Flap Biliary Prosthesis, 7 fr.x 90 mm	●		1	
133-108-09	GGF-Flap Gallengangsprothese, 8,4 fr. x 90 mm	GGF-Flap Biliary Prosthesis, 8.4 fr.x 90 mm	●		1	
133-110-09	GGF-Flap Gallengangsprothese, 10 fr. x 90 mm	GGF-Flap Biliary Prosthesis, 10 fr.x 90 mm	●		1	
	1 x Goldring Katheter	Disposable Gold Ring Catheter				
133-407-22	GOK-Goldring Katheter, 7,0 fr. x 2200 mm	GOK-Gold Ring Catheter, 7.0 fr x 2200 mm	●		1	
133-408-22	GOK-Goldring Katheter, 8,4 fr. x 2200 mm	GOK-Gold Ring Catheter, 8.4 fr x 2200 mm	●		1	
	1 x Pusher Katheter	Disposable Pusher Catheter				
133-507-22	PUK-Pusher Katheter, 7,0 fr. x 2200 mm	PUK-Pusher Catheter, 7.0 fr x 2200 mm	●		1	
133-508-22	PUK-Pusher Katheter, 8,4 fr. x 2200 mm	PUK-Pusher Catheter, 8.4 fr x 2200 mm	●		1	
	1 x Selbstexpandierende Nitinol Stents	Disposable Selfexpanding Nitinol Stents				
133-818-60	DSB-Duodenal Stent, mit Beschichtung, Ø 18 x 60 mm, mit Lasso zum Entfernen	DSB-Duodenal Stent, covered, Ø 18 x 60 mm, and lasso for removal	●		1	
133-820-60	DSB-Duodenal Stent, mit Beschichtung, Ø 20 x 60 mm, mit Lasso zum Entfernen	DSB-Duodenal Stent, covered, Ø 20 x 60 mm, and lasso for removal	●		1	
133-908-40	GSB-Biliary Stent, mit Beschichtung, Ø 8 x 40 mm, mit Lasso zum Entfernen	GSB-Biliary Stent, covered, Ø 8 x 40 mm, and lasso for removal	●		1	
133-910-60	GSB-Biliary Stent, mit Beschichtung, Ø 10 x 60 mm, mit Lasso zum Entfernen	GSB-Biliary Stent, covered, Ø 10 x 60 mm, and lasso for removal	●		1	
	1 x Chiba Nadeln	Disposable Chiba Needle				
134-122-22	CNA-Chiba-Nadel 22 G, 150 mm, steril	CNA-Chiba Needle, 22 G, 150 mm, sterile	●		1	
134-122-23	CNA-Chiba-Nadel 22 G, 200 mm, steril	CNA-Chiba Needle, 22 G, 200 mm, sterile	●		1	

ENDOSKOPIE - PAULDRACH medical GmbH - ENDOSCOPY

	Alles, was Sie in der flexiblen Endoskopie brauchen	All you need in flexible endoscopy	1 x Produkt Disposable	2 x Produkt Reusable	Stückzahl Box of	Artikelpreise können Sie nach Registrierung und Freischaltung auf unserer Homepage einsehen. www.pauldrach-medical.de
	Best.Nr.	Produkt	Product	②	②	
	1 x Drainagebeutel	Disposable Drainage Bag				
134-300-10	DRB-Drainagebeutel, 1500 ml Kunststoffbeutel mit Schlauch und Luer Lock männlich	DRB-Drainage Bag, 1500 ml, plastic bag with tubing and Luer Lock male connector	●		1	
	Biopsie Zangen, wiederverwendbar	Biopsy Forceps, reusable				
145-425-02	BEL-Biopsiezange ohne Dorn, Ø 2,1 x 1800 mm, für Gastroskope und Sigmoidoskope	BEL-Biopsy Forceps, without spike Ø 2.1 x 1800 mm, for Gastrosopes and Sigmoidoscopes		●	1	
145-515-02	BSL-Biopsiezange ohne Dorn, Ø 2,3 x 1800 mm, für Gastroskope und Sigmoidoskope	BSL-Biopsy Forceps, without spike Ø 2.3 x 1800 mm, for Gastrosopes and Sigmoidoscopes		●	1	
	1 x Biopsie Zangen	Disposable Biopsy Forceps				
145-915-02	BDL-1x Biopsiezange ohne Dorn, Ø 2,3 x 1800 mm, für Gastroskope und Sigmoidoskope	BDL-Biopsy Forceps, without spike Ø 2.3 x 1800 mm, for Gastrosopes and Sigmoidoscopes	●		10	
145-925-02	BDL-1x Biopsiezange ohne Dorn, Ø 2,3 x 1800 mm, beschichtet, für Gastroskope und Sigmoidoskope	BDL-Biopsy Forceps, without spike Ø 2.3 x 1800 mm, coated, for Gastrosopes and Sigmoidoscopes	●		10	
	Fremdkörper Zangen	Foreign Body Forceps				
136-505-20	FEZ-Katheter Lege Zange, Ø 2,5 x 1800 mm wiederverwendbar, Metallhandgriff	FEZ-Catheter Placement Forceps, Ø 2.5 x 1800 mm, reusable, metal handle		●	1	
136-505-21	FEZ-Katheter Berge Zange, Ø 2,5 x 1800 mm wiederverwendbar, Metallhandgriff	FEZ-Catheter Retrieval Forceps, Ø 2.5 x 1800 mm, reusable, metal handle		●	1	
	1 x Ballon Katheter	Disposable Balloon Catheter				
137-205-01	BAK-1 x Ballonkatheter, 5 fr. Ø 9-13 mm, rund, 2000 mm, Doppellumen, FD 0.025"	BAK-1 x Balloon Catheter, 5 fr. Ø 9-13 mm, round, 2000 mm, double lumen, FD 0.025"	●		1	
137-207-01	BAK-1 x Ballonkatheter, 7 fr. Ø 11-16 mm, rund, 2000 mm, Doppellumen, FD 0.035"	BAK-1 x Balloon Catheter, 7 fr. Ø 11-16 mm round, 2000 mm, double lumen, FD 0.035"	●		1	
	Nitinol Steinfänger, wiederverwendbar	Nitinol Stone Extractor, reusable				
137-804-15	EXN-Nitinol Extraktor, Ø 15 mm, TS Ø 2,5 x 2000 mm, hexagonal, 4 Drähte	EXN-Nitinol Extractor basket, Ø 15 mm TS Ø 2.5 x 2000 mm, hexagonal, 4 wires		●	1	
137-804-20	EXN-Nitinol Extraktor, Ø 20 mm, TS Ø 2,5 x 2000 mm, hexagonal, 4 Drähte	EXN-Nitinol Extractor basket, Ø 20 mm TS Ø 2.5 x 2000 mm, hexagonal, 4 wires		●	1	
137-804-25	EXN-Nitinol Extraktor, Ø 25 mm, TS Ø 2,5 x 2000 mm, hexagonal, 4 Drähte	EXN-Nitinol Extractor basket, Ø 25 mm TS Ø 2.5 x 2000 mm, hexagonal, 4 wires		●	1	
	1 x Basket Steinfänger 2000 mm	Disposable Stone Extractor				
137-949-25	EXD-1 x Basket-Extraktor, Ø 25 mm, TS Ø 2,4 x 2300 mm, hexagonal, 4 Seile	EXD-1 x Stone Extractor basket, Ø 25 mm TS Ø 2.4 x 2300 mm, hexagonal, 4 wires	●		10	
	Lithotriptor Set "H" und "S"	Lithotriptor Set "H" and "S"				
138-100-10	ESH-endotriptor-Set "H" mit 5 Lithotriptor Körbchen hexagonal , 1 x Ø 15 mm, 1 x Ø 20 mm , 2 x Ø 25 mm und 1 x Ø 30 mm, 1 x Metallspirale Ø 3,3 x 800 mm	ESH-endotriptor set "H" with 5 endotriptor baskets, hexagonal , 1 x Ø 15 mm, 1 x Ø 20 mm , 2 x Ø 25 mm and 1 x Ø 30 mm, 1 x metal spirale Ø 3.3 x 800 mm		●	1	
138-100-20	ESS-endotriptor-Set "S" mit 5 Lithotriptor Körbchen spiralig , 1 x Ø 15 mm, 1 x Ø 20 mm , 2 x Ø 25 mm und 1 x Ø 30 mm, 1 x Metallspirale Ø 3,3 x 800 mm	ESS-endotriptor set "S" with 5 endotriptor baskets, spiral shape , 1 x Ø 15 mm, 1 x Ø 20 mm , 2 x Ø 25 mm and 1 x Ø 30 mm, 1 x metal spirale Ø 3.3 x 800 mm		●	1	

ENDOSKOPIE - PAULDRACH medical GmbH - ENDOSCOPY

	Alles, was Sie in der flexiblen Endoskopie brauchen	All you need in flexible endoscopy	1 x Produkt Disposable	2 x Produkt Reusable	Stückzahl Box of	Artikelpreise können Sie nach Registrierung und Freischaltung auf unserer Homepage einsehen. www.pauldrach-medical.de
	Best.Nr.	Produkt	Product	②	②	
	Lithotriptor Handgriff "endotriptor"	Lithotriptor Handle				
138-100-01	ETR-endotriptor Handgriff zur mechanischen Lithotripsie geeignet, Axiale Kraftübertragung für endotriptor Körbchen. Zugkraft bis 120 kg.	ETR-endotriptor-Handle used for mechanical lithotripsy, transverse axis for most effective tension to the basket. tension up to 120 kg		●	1	
	Lithotriptor Spiralen	Lithotriptor Spirals				
138-101-06	ETR-endotriptor Spirale, Ø 3,3x 600 mm	ETR-endotriptor Spiral, Ø 3.3 x 600 mm		●	1	
138-101-08	ETR-endotriptor Spirale, Ø 3,3x 800 mm	ETR-endotriptor Spiral, Ø 3.3 x 800 mm		●	1	
138-101-22	ETR-endotriptor Verlängerungsseil, Ø 1,0 und Ø 1,2 x 2000 mm, beschichtet	ETR-endotriptor extension wire, Ø 1.0 und Ø 1.2 x 2000 mm, coated		●	1	
	Lithotriptor Körbchen "H-4"	Lithotriptor basket "H-4"				
138-404-15	ETH-endotriptor Körbchen, Ø 15 mm, TS Ø 2,3 x 2000 mm, hexagonal, 4 Seile	ETH-endotriptor basket, Ø 15 mm, TS Ø 2.3 x 2000 mm, hexagonal, 4 wires	●		1	
138-404-20	ETH-endotriptor Körbchen, Ø 20 mm, TS Ø 2,3 x 2000 mm, hexagonal, 4 Seile	ETH-endotriptor basket, Ø 20 mm, TS Ø 2.3 x 2000 mm, hexagonal, 4 wires	●		1	
138-404-25	ETH-endotriptor Körbchen, Ø 25 mm, TS Ø 2,3 x 2000 mm, hexagonal, 4 Seile	ETH-endotriptor basket, Ø 25 mm, TS Ø 2.3 x 2000 mm, hexagonal, 4 wires	●		1	
138-404-30	ETH-endotriptor Körbchen, Ø 30 mm, TS Ø 2,3 x 2000 mm, hexagonal, 4 Seile	ETH-endotriptor basket, Ø 30 mm, TS Ø 2.3 x 2000 mm, hexagonal, 4 wires	●		1	
	Lithotriptor Körbchen "S-4"	Lithotriptor basket "S-4"				
138-414-15	ETS-endotriptor Körbchen, Ø 15 mm, TS Ø 2,3 x 2000 mm, spiralig, 4 Seile	ETS-endotriptor basket, Ø 15 mm, TS Ø 2.3 x 2000 mm, spiral, 4 wires	●		1	
138-414-20	ETS-endotriptor Körbchen, Ø 20 mm, TS Ø 2,3 x 2000 mm, spiralig, 4 Seile	ETS-endotriptor basket, Ø 20 mm, TS Ø 2.3 x 2000 mm, spiral, 4 wires	●		1	
138-414-25	ETS-endotriptor Körbchen, Ø 25 mm, TS Ø 2,3 x 2000 mm, spiralig, 4 Seile	ETS-endotriptor basket, Ø 25 mm, TS Ø 2.3 x 2000 mm, spiral, 4 wires	●		1	
138-414-30	ETS-endotriptor Körbchen, Ø 30 mm, TS Ø 2,3 x 2000 mm, spiralig, 4 Seile	ETS-endotriptor basket, Ø 30 mm, TS Ø 2.3 x 2000 mm, spiral, 4 wires	●		1	
	Lithotriptor Körbchen "H-6"	Lithotriptor basket "H-6"				
138-606-20	ETH-endotriptor Körbchen, Ø 20 mm, TS Ø 3,0 x 2000 mm, hexagonal, 6 Seile	ETH-endotriptor basket, Ø 20 mm, TS Ø 3.0 x 2000 mm, hexagonal, 6 wires	●		1	
138-606-25	ETH-endotriptor Körbchen, Ø 25 mm, TS Ø 3,0 x 2000 mm, hexagonal, 6 Seile	ETH-endotriptor basket, Ø 25 mm, TS Ø 3.0 x 2000 mm, hexagonal, 6 wires	●		1	
138-606-30	ETH-endotriptor Körbchen, Ø 30 mm, TS Ø 3,0 x 2000 mm, hexagonal, 6 Seile	ETH-endotriptor basket, Ø 30 mm, TS Ø 3.0 x 2000 mm, hexagonal, 6 wires	●		1	
138-606-35	ETH-endotriptor Körbchen, Ø 35 mm; TS Ø 3,0 x 2000 mm, hexagonal, 6 Seile	ETH-endotriptor basket, Ø 35 mm, TS Ø 3.0 x 2000 mm, hexagonal, 6 wires	●		1	
	Lithotriptor Körbchen "S-6"	Lithotriptor basket "S-6"				
138-616-20	ETS-endotriptor Körbchen, Ø 20 mm, TS Ø 3,0 x 2000 mm, spiralig, 6 Seile	ETS-endotriptor basket, Ø 20 mm, TS Ø 3.0 x 2000 mm, spiral, 6 wires	●		1	
138-616-25	ETS-endotriptor Körbchen, Ø 25 mm, TS Ø 3,0 x 2000 mm, spiralig, 6 Seile	ETS-endotriptor basket, Ø 25 mm, TS Ø 3.0 x 2000 mm, spiral, 6 wires	●		1	
138-616-30	ETS-endotriptor Körbchen, Ø 30 mm, TS Ø 3,0 x 2000 mm, spiralig, 6 Seile	ETS-endotriptor basket, Ø 30 mm, TS Ø 3.0 x 2000 mm, spiral, 6 wires	●		1	
138-616-35	ETS-endotriptor Körbchen, Ø 35 mm, TS Ø 3,0 x 2000 mm, spiralig, 6 Seile	ETS-endotriptor basket, Ø 35 mm, TS Ø 3.0 x 2000 mm, spiral, 6 wires	●		1	
	Nasobiliäre Verweilsonde	Nasobiliary Drainage Catheter				
139-105-02	NBV-Nasobiliäre Verweilsonde, 5 fr. x 2300 mm, standard	NBV-nasobiliary drainage catheter, 5 fr.x 2300 mm, standard	●		1	
139-105-04	NBV-Nasobiliäre Verweilsonde, 5 fr. x 2000 mm, pigtail	NBV-nasobiliary drainage catheter, 5 fr.x 2000 mm, pigtail	●		1	
139-107-01	NBV-Nasobiliäre Verweilsonde, 7 fr. x 2300 mm, pigtail	NBV-nasobiliary drainage catheter, 7 fr.x 2300 mm, pigtail	●		1	
139-107-02	NBV-Nasobiliäre Verweilsonde, 7 fr. x 2300 mm, classic	NBV-nasobiliary drainage catheter, 7 fr.x 2300 mm, classic	●		1	