





























ENDOSKOPIE - PAULDRACH medical GmbH - ENDOSCOPY

	Alles, was Sie in der flexiblen Endoskopie brauchen	All you need in flexible endoscopy	1 x Produkt	2 x Produkt	Stückzahl Box of	Artikelpreise können Sie nach Registrierung und Freischaltung auf unserer Homepage einsehen. www.pauldrach-medical.de
			Disposable	Reusable		
Best.Nr.	Produkt	Product				
	Biopsiezangen, wiederverwendbar	Biopsy Forceps, reusable				
125-514-01	BSL-Biopsiezange mit Dorn, Ø 2,3 x 1600 mm, verjüngte Spirale für Gastroskope	<i>BSL-Biopsy Forceps, with spike, Ø 2.3 x 1600 mm, tapered distal spiral for Gastroscopes</i>		●	1	
125-514-02	BSL-Biopsiezange ohne Dorn, Ø 2,3 x 1600 mm, verjüngte Spirale für Gastroskope	<i>BSL-Biopsy Forceps, without spike, Ø 2.3 x 1600 mm, tapered spiral for Gastroscopes</i>		●	1	
	1 x Biopsiezangen, unbeschichtet	Disposable Biopsy Forceps, uncoated				
125-914-01	BDL-1 x Biopsiezange mit Dorn, Ø 2,3 x 1600 mm, unbeschichtet für Gastroskope	<i>BDL-1 x Biopsy Forceps with spike, Ø 2.3 x 1600 mm, uncovered for Gastroscopes</i>	●		10	
125-914-02	BDL-1 x Biopsiezange ohne Dorn, Ø 2,3 x 1600 mm, unbeschichtet für Gastroskope	<i>BDL-1 x Biopsy Forceps without spike, Ø 2.3 x 1600 mm, uncovered for Gastroscopes</i>	●		10	
	1 x Biopsiezange beschichtet	Disposable Biopsy Forcep, coated				
125-924-02	BDL-1 x Biopsiezange ohne Dorn, Ø 2,3 x 1600 mm beschichtet für Gastroskope	<i>BDL-1 x Biopsy Forceps without spike, Ø 2.3 x 1600 mm, coated for Gastroscopes</i>	●		10	
Kategorie:	Gastroskopie	Gastroscopy				 + 
Best.Nr.	Alles, was Sie für die Gastroskopie brauchen	All you need for gastroscopy				
	1 x Varizen-Injektions Nadel	Disposable Varices Needle				
142-915-07	INE-1 x Injektionsnadel, Ø 0,7mm, TS Ø 2,3 x 1800 mm, Nadelaustritt 5 mm	<i>INE-1x-Injection Needle, Ø 0.7mm, TS Ø 2.3 x 1800 mm, needle outlet 5 mm</i>	●		10	
152-919-07	INE-1 x Injektionsnadel, Ø 0,7mm, TS Ø 2,3 x 2300 mm, Nadelaustritt 5 mm	<i>INE-1x Injection Needle, Ø 0.7mm, TS Ø 2.3 x 2300 mm, needle outlet 5 mm</i>	●		10	
	Magenballon Entfernung	Stomach Balloon Extraction				
123-854-10	MBN-Magen Ballon-Set mit: Punchnadel, 2 Greifer Zange, TS Ø 2,3 x 1600 mm	<i>MBN-Stomach Balloon-Retrieval Set with punch needle, balloon grasper, TS Ø 2.3 x 1600 mm</i>		●	1	
123-854-11	MBN-Magen Ballon-Punch-Nadel, TS Ø 2,3 x 1600 mm, einzeln	<i>MBN-Stomach Balloon-Punch Needle, TS Ø 2.3 x 1600 mm, only</i>		●	1	
123-854-12	MBN-Magenballon 2 Greifer, einzeln, 2 scharfe Haken, TS Ø 2,3 x 1600 mm mit Metall-Handgriff,	<i>MBN-Stomach Balloon Grasper, only 2 sharp hooks, TS Ø 2.3 x 1600 mm, with metal handle</i>		●	1	
146-505-13	FEZ Mausezahn-Zange, einzeln zur Magenballon-Entfernung, Ø 2,3 x 1800mm, SSP Metallspirale, Metall-Handgriff	<i>FEZ-Mousetooth Forceps, only for gastric balloon removal, Ø 2.3 x 1800 mm, SSP metal spiral, metal handle</i>		●	1	
	1 x Chromo-Sprühsonde	Disposable Chromo Spray Catheter				
153-958-02	CSR-1 x Chromo-Sprühsonde, axial nach vorne sprühend, TS Ø 2,4 x 2300 mm, mit Luer Lock weiblich Anschluss	<i>CSR-1x Chromo-Spray Catheter, axial forward spraying, TS Ø 2.4 x 2300 mm, with Luer Lock female connection</i>	●		5	
	Biopsiezangen, wiederverwendbar	Biopsy Forceps, reusable				
125-514-01	BSL-Biopsiezange mit Dorn, Ø 2,3 x 1600 mm, verjüngte Spirale für Gastroskope	<i>BSL-Biopsy Forceps, with spike, Ø 2.3 x 1600 mm, tapered distal spiral for gastroscopes</i>		●	1	
125-514-02	BSL-Biopsiezange ohne Dorn, Ø 2,3 x 1600 mm, verjüngte Spirale für Gastroskope	<i>BSL-Biopsy Forceps, without spike, Ø 2.3 x 1600 mm, tapered spiral for gastroscopes</i>		●	1	

ENDOSKOPIE - PAULDRACH medical GmbH - ENDOSCOPY

	Alles, was Sie in der flexiblen Endoskopie brauchen	All you need in flexible endoscopy	1 x Produkt Disposable	2 x Produkt Reusable	Stückzahl Box of	Artikelpreise können Sie nach Registrierung und Freischaltung auf unserer Homepage einsehen. www.pauldrach-medical.de
	Best.Nr.	Produkt	Product	2	2	
	1 x Biopsiezangen, unbeschichtet	Disposable Biopsy Forceps, uncoated				
125-914-02	BDL-1 x Biopsiezange ohne Dorn, Ø 2,3 x 1600 mm, unbeschichtet für Gastroskope	<i>BDL-1 x Biopsy Forceps without spike, Ø 2.3 x 1600 mm, uncovered for Gastrosopes</i>	●		10	
	1 x Biopsiezangen, beschichtet	Disposable Biopsy Forceps, coated				
125-924-02	BDL-1 x Biopsiezange ohne Dorn, Ø 2,3 x 1600 mm beschichtet für Gastroskope	<i>BDL-1 x Biopsy Forceps without spike, Ø 2.3 x 1600 mm, coated for Gastrosopes</i>	●		10	
	1 x Biopsie Zangen, unbeschichtet	Disposable Biopsy Forceps, uncoated				
145-915-01	BDL-1 x Biopsiezange mit Dorn, Ø 2,3 x 1800 mm, unbeschichtet für Gastroskope und Sigmoidoskope	<i>BDL-1 x Biopsy Forceps with spike, Ø 2.3 x 1800 mm, uncovered for Gastrosopes and Sigmoidoscopes</i>	●		10	
145-915-02	BDL-1 x Biopsiezange ohne Dorn, Ø 2,3 x 1800 mm, unbeschichtet für Gastroskope und Sigmoidoskope	<i>BDL-1 x Biopsy Forceps without spike, Ø 2.3 x 1800 mm, uncovered for Gastrosopes and Sigmoidoscopes</i>	●		10	
	1 x Biopsie Zangen, beschichtet	Disposable Biopsy Forceps, coated				
145-925-01	BDL-1 x Biopsiezange mit Dorn, Ø 2,3 x 1800 mm, beschichtet, für Gastroskope und Sigmoidoskope	<i>BDL-1 x Biopsy Forceps with spike, Ø 2.3 x 1800 mm, coated, for Gastrosopes and Sigmoidoscopes</i>	●		10	
145-925-02	BDL-1 x Biopsiezange ohne Dorn, Ø 2,3 x 1800 mm, beschichtet, für Gastroskope und Sigmoidoskope	<i>BDL-1 x Biopsy Forceps without spike, Ø 2.3 x 1800 mm, coated, for Gastrosopes and Sigmoidoscopes</i>	●		10	
	HFZ-Zuleitung	HFZ-active cable				
107-215-25	HFZ-Zuleitung, 250 cm lang, 5 mm HF-Stecker an 1 x HF-Griff	<i>HFZ-active cable, 250 cm, 5 mm hf-plug to disposable hf-handles</i>		●	1	
	1 x Helicobacter Pylori Test	Disposable Helicobacter Pylori Test				
129-100-01	CLO-Test single, Helicobacter Pylori in vitro Urease Schnell-Test nach Dr. Barry Marshall und Dr. Robin Warren	<i>CLO-Test, single for Helicobacter Pylori in vitro urease quick detection, according to Dr. Barry Marshall and Dr. Robin Warren</i>	●		25	
129-200-10	AMA-1 x AMA-RUT Urease Schnellteststreifen mit digitaler Auswertung durch den AMA-RUT Reader innerhalb 15 Minuten und bis zu 3 Biopsie bei sehr hoher Empfindlichkeit (98%) und Genauigkeit (100%)	<i>AMA-1 x AMA-Rut, first digital rapid urease test-stripe for up to 3 biopsies within 15 minutes monitored by AMA-RUT reader with very high sensitivity (98%) and very high precision (100%)</i>	●		100	
129-200-20	AMA-Med Helicobacter Reader für AMA-RUT Expert helicobacter Teststreifen mit sofortiger digitaler Auswertung bis zu 3 Biopsien und Speicher für bis zu 50 Patienten.	<i>AMA-Med helicobacter reader for AMA-RUT Expert test stripe with immediate digital reporting for up to 3 biopsies and storing up to 50 patient data.</i>		●	1	
129-200-30	AMA-Med-Set, hbc-Test Set mit 1.500 Teststreifen und 1 Reader für den elektronischer Helicobacter Schnelltest (10 Minuten) mittels einer bis max 3 Magenschleimhautproben (Biopsie) und Speicherung bis zu 50 Patientendaten.	<i>AMA-Med-Set, hbc-test-set inkludes 1.500 test stripes and 1 reader for digitaly reading of max. 3 biopsies for quick urease test and storage up to 50 patient data.</i>	●	●	1	