





























ENDOSKOPIE - PAULDRACH medical GmbH - ENDOSCOPY

	Alles, was Sie in der flexiblen Endoskopie brauchen	All you need in flexible endoscopy	1 x Produkt Disposable	2 x Produkt Reusable	Stückzahl Box of	Artikelpreise können Sie nach Registrierung und Freischaltung auf unserer Homepage einsehen. www.pauldrach-medical.de
	Best.Nr.	Produkt	Product	②	②	
Kategorie:	Ösophagoskopie	Esophagoscopy				 + 
Best.Nr.	Alles, was Sie für die Ösophagoskopie brauchen	All you need for Esophagoscopy				
OVL-Varizen-Ligator						
111-301-01	OVL-1 x Varizen-Ligatorringe (100 Stück) latex, maximale Expansion, maximale Elastizität bis 12 mm	<i>OVL-1 x Varices Ligator Bands (100 pcs) with latex, maximum expansion and elasticity up to 12 mm</i>	●		100	
111-300-10	OVL-Oesophagus-Varizen-Ligator-Set	<i>OVL-Esophageal-Varices-Ligator-Set</i>		●	1	
111-300-11	OVL-Ladekonus, zweistufig	<i>OVL-Two Stage Loading Cone</i>		●	1	
111-300-12	OVL-Band Advancer	<i>OVL-Band Advancer</i>		●	1	
111-300-13	OVL-Varizen-Ligator-Zylinder	<i>OVL-Varices Ligator Cylinder</i>		●	1	
111-300-14	OVL-Endoskop-Endhülse, Silikonadapter	<i>OVL-Distal Cylinder with Friction Fit Adaptor</i>		●	1	
111-300-15	OVL-Abzugseil mit Handgriff	<i>OVL-Pull Release Cable with Handle</i>		●	1	
111-300-17	OVL-Silikonadapter für Endhülse	<i>OVL-Silicone Adapter, only</i>		●	1	
MBE-Multiband-Varizen Ligator						
111-410-10	MBE-Euroligator, kompl. Set	<i>MBE-EuroLigator, complete Set</i>		●	1	
111-410-12	MBE-Flexible Welle mit Haken für Olympus, Pentax, Fujinon	<i>MBE-EuroLigator, flexible spindle for Olympus, Pentax, Fujinon</i>		●	1	
111-410-25	MBE-PE-Kanal-Adapter für Pentax	<i>MBE-working channel adaptor for Pentax</i>		●	1	
111-410-26	MBE-Luerkappe Metall	<i>MBE-Luer hood, metal</i>		●	1	
1x Multivarizen Ligator						
111-900-10	MBD-1x Multivarizen Ligator mit: 7 vorgespannten Ringen auf durchsichtigem Endoskopzylinder passend für alle Endoskope mit einem Durchmesser von 9,5 bis 11,2 mm . Die Ringe können einzeln abgeschossen werden, einzeln verpackt, steril	<i>MBD-1 x Esophageal Multi Band Ligator preloaded with 7 bands on a transparent endoscope cylinder fits all endoscopes with diameter from 9.5-11.2 mm, individual release of bands, single wrapped, sterile</i>	●		10	
1 x Varizen-Injektions Nadel						
142-915-07	INE-1 x Injektionsnadel, Ø 0,7mm, Ø TS 2,3 x 1800 mm, Nadelaustritt 5 mm	<i>INE-1x Injection Needle, Ø 0.7mm, Ø TS 2.3 x 1800 mm, needle outlet 5 mm</i>	●		10	
152-919-07	INE-1 x Injektionsnadel, Ø 0,7mm, Ø TS 2,3 x 2300 mm, Nadelaustritt 5 mm	<i>INE-1x Injection Needle, Ø 0.7mm, Ø TS 2.3 x 2300 mm, needle outlet 5 mm</i>	●		10	
Ösophagus Führungsdraht Dilator						
110-310-00	OFD-Führungsdraht Dilator Set mit 6 Dilatoren von: 15 fr., 21 fr., 27 fr., 33 fr., 39 fr., 45 fr. Führungsdraht und Aufbewahrungskoffer	<i>OFD-Esophagus Guide Wire Dilator Set with 6 Dilators from: 15 fr., 21 fr., 27 fr., 33 fr., 39 fr., 45 fr. with flexible guide wire and storing case</i>		●	1	
1 x Selbstexpandierende Nitinol Stents						
113-918-10	ESB-1 x Ösophagus Stent, mit Beschichtung, Ø 18 x 100 mm	<i>ESB-1 x Esophagus Stent, covered, Ø 18 x 100 mm</i>	●		1	
113-920-60	ESB-1 x Cardia Stent, mit Beschichtung, Ø 20 x 60 mm	<i>ESB-1 x Cardia Stent, covered, Ø 20 x 60 mm</i>	●		1	
113-920-80	ESB-1 x Ösophagus Stent, mit Beschichtung, Ø 20 x 80 mm	<i>ESB-1 x Esophagus Stent, covered, Ø 20 x 80 mm</i>	●		1	

ENDOSKOPIE - PAULDRACH medical GmbH - ENDOSCOPY

	Alles, was Sie in der flexiblen Endoskopie brauchen	All you need in flexible endoscopy	1 x Produkt Disposable	2 x Produkt Reusable	Stückzahl Box of	Artikelpreise können Sie nach Registrierung und Freischaltung auf unserer Homepage einsehen. www.pauldrach-medical.de
	Best.Nr.	Produkt	Product			
	Biopsiezangen, wiederverwendbar	Biopsy Forceps, reusable				
125-514-01	BSL-Biopsiezange mit Dorn, Ø 2,3 x 1600 mm, verjüngte Spirale für Gastroskope	<i>BSL-Biopsy Forceps, with spike, Ø 2.3 x 1600 mm, tapered distal spiral for Gastrosopes</i>		●	1	
125-514-02	BSL-Biopsiezange ohne Dorn, Ø 2,3 x 1600 mm, verjüngte Spirale für Gastroskope	<i>BSL-Biopsy Forceps, without spike, Ø 2.3 x 1600 mm, tapered spiral for Gastrosopes</i>		●	1	
	1 x Biopsiezangen, unbeschichtet	Disposable Biopsy Forceps, uncoated				
125-914-01	BDL-1 x Biopsiezange mit Dorn, Ø 2,3 x 1600 mm, unbeschichtet für Gastroskope	<i>BDL-1 x Biopsy Forceps with spike, Ø 2.3 x 1600 mm, uncovered for Gastrosopes</i>	●		10	
125-914-02	BDL-1 x Biopsiezange ohne Dorn, Ø 2,3 x 1600 mm, unbeschichtet für Gastroskope	<i>BDL-1 x Biopsy Forceps without spike, Ø 2.3 x 1600 mm, uncovered for Gastrosopes</i>	●		10	
	1 x Biopsiezange beschichtet	Disposable Biopsy Forcep, coated				
125-924-02	BDL-1 x Biopsiezange ohne Dorn, Ø 2,3 x 1600 mm beschichtet für Gastroskope	<i>BDL-1 x Biopsy Forceps without spike, Ø 2.3 x 1600 mm, coated for Gastrosopes</i>	●		10	
Kategorie:	Gastroskopie	Gastroscopy				 + 
Best.Nr.	Alles, was Sie für die Gastroskopie brauchen	All you need for gastroscopy				
	1 x Varizen-Injektions Nadel	Disposable Varices Needle				
142-915-07	INE-1 x Injektionsnadel, Ø 0,7mm, TS Ø 2,3 x 1800 mm, Nadelaustritt 5 mm	<i>INE-1x-Injection Needle, Ø 0.7mm, TS Ø 2.3 x 1800 mm, needle outlet 5 mm</i>	●		10	
152-919-07	INE-1 x Injektionsnadel, Ø 0,7mm, TS Ø 2,3 x 2300 mm, Nadelaustritt 5 mm	<i>INE-1x Injection Needle, Ø 0.7mm, TS Ø 2.3 x 2300 mm, needle outlet 5 mm</i>	●		10	
	Magenballon Entfernung	Stomach Balloon Extraction				
123-854-10	MBN-Magen Ballon-Set mit: Punchnadel, 2 Greifer Zange, TS Ø 2,3 x 1600 mm	<i>MBN-Stomach Balloon-Retrieval Set with punch needle, balloon grasper, TS Ø 2.3 x 1600 mm</i>		●	1	
123-854-11	MBN-Magen Ballon-Punch-Nadel, TS Ø 2,3 x 1600 mm, einzeln	<i>MBN-Stomach Balloon-Punch Needle, TS Ø 2.3 x 1600 mm, only</i>		●	1	
123-854-12	MBN-Magenballon 2 Greifer, einzeln, 2 scharfe Haken, TS Ø 2,3 x 1600 mm mit Metall-Handgriff,	<i>MBN-Stomach Balloon Grasper, only 2 sharp hooks, TS Ø 2.3 x 1600 mm, with metal handle</i>		●	1	
146-505-13	FEZ Mausezahn-Zange, einzeln zur Magenballon-Entfernung, Ø 2,3 x 1800mm, SSP Metallspirale, Metall-Handgriff	<i>FEZ-Mousetooth Forceps, only for gastric balloon removal, Ø 2.3 x 1800 mm, SSP metal spiral, metal handle</i>		●	1	
	1 x Chromo-Sprühsonde	Disposable Chromo Spray Catheter				
153-958-02	CSR-1 x Chromo-Sprühsonde, axial nach vorne sprühend, TS Ø 2,4 x 2300 mm, mit Luer Lock weiblich Anschluss	<i>CSR-1x Chromo-Spray Catheter, axial forward spraying, TS Ø 2.4 x 2300 mm, with Luer Lock female connection</i>	●		5	
	Biopsiezangen, wiederverwendbar	Biopsy Forceps, reusable				
125-514-01	BSL-Biopsiezange mit Dorn, Ø 2,3 x 1600 mm, verjüngte Spirale für Gastroskope	<i>BSL-Biopsy Forceps, with spike, Ø 2.3 x 1600 mm, tapered distal spiral for gastrosopes</i>		●	1	
125-514-02	BSL-Biopsiezange ohne Dorn, Ø 2,3 x 1600 mm, verjüngte Spirale für Gastroskope	<i>BSL-Biopsy Forceps, without spike, Ø 2.3 x 1600 mm, tapered spiral for gastrosopes</i>		●	1	