

































ENDOSKOPIE - PAULDRACH medical GmbH - ENDOSCOPY

|  | Alles, was Sie in der flexiblen Endoskopie brauchen | All you need in flexible endoscopy | 1 x Produkt Disposable | 2 x Produkt Reusable | Stückzahl Box of | Artikelpreise können Sie nach Registrierung und Freischaltung auf unserer Homepage einsehen. www.pauldrach-medical.de |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |  |  | VE = Verpackungseinheit | |
| Best.Nr. | Produkt | Product | | | | |
| Kategorie: | Reinigung und Desinfektion | Cleaning and Disinfection | | | |  +  |
| Best.Nr. | Alles was Sie zur Aufbereitung brauchen | All you need for endoscope cleansing | | | | |
| | Reinigungs-Zubehör | Cleaning-Accessories | | | | |
| 170-109-10 | EVS-Einweg Vorreinigungs-Schwamm mit Mittelloch Ø 10 mm für flexible Endoskope, gelb, latexfreier, unsteril, Soft- Spezial-Schwamm, Ø 55 x 95 mm, und/oder auch als Schutz für das distale Ende geeignet | <i>EVS-Single Use Pre-Cleaning sponge with center hole Ø 10 mm for flexible Endoscopes, yellow, latex free, non sterile, special-soft-sponge Ø 55 x 95 mm, also useable as distal end protection</i> | ● | | 100 |  |
| 170-209-50 | Doppel Reinigungsbürste RDB-Doppel-Reinigungsbürste mit Kunststoff-Kugel, Bürsten 2 x Ø 5,0 mm, Metallspirale Ø 1,8 x 2300 mm, für Biopsiekanal | Double Cleaning Brush, reusable <i>RDB-Reusable Double-Cleaning Brush tipped with plastic ball, brushes 2 x Ø 5.0 mm, metal spiral Ø 1.8 x 2300 mm, for biopsy channel</i> | | ● | 1 |  |
| 170-901-10 | 1 x Ventilreinigungsbürste VRB-1 x Reinigungsbürste, für Endoskopventilzylinder Ø 10 x 40 mm | Disposable Valve Brush <i>VRB-1 x Cleaning Brush for endoscope valve cylinder, Ø 10 x 40 mm</i> | ● | | 50 |  |
| 170-949-01 | Spenderbox für "Pull Thru" RPS-Spenderbox für 60 "PullThru" Biopsiekanal Reinigungsringe mit langer, flexibler Kunststoff Seele (2,300 mm) reinigt und entfernt Schmutz und Feuchtigkeit aus dem PE-Kanal von Endoskopen während des Vorreinigungsprozesses | Dispenser for "PullThru" <i>RPS-Dispenser-Box for 60 "PullThru" Forceps-Channel-Cleaning-Rings with 2.200 mm long plastic core, which removes also dirt and humidity from endoscope working channel during precleaning process</i> | | ● | 1 |  |
| 170-949-02 | RPS-Wandhalterung für "PullThru" Spenderbox | <i>RPS-Wall Rack for "PullThru" dispenser-box</i> | | ● | 1 |  |
| 170-949-03 | 1 x PE-Kanal-Reinigungs-Ringe RPS-1 x Reinigungssystem "PullThru" für Endoskopkanäle mit 5 ringförmigen Abstreifelementen, Ø 5,0 mm x 20 mm, TS Ø 1,2 x 2200 mm, rot für Kanalgröße von 2,8 - 5,0 mm Der PE-Kanal wird restlos von Schmutz und Feuchtigkeit befreit. | Disposable Channel Cleaning Rings <i>PRS-1 x Cleaning system for endoscope channels with 5 circular-pull through wipe-off segments, Ø 5.0 mm x 20 mm TS Ø 1.2 mm x 2200 mm, red for channels from 2.8 - 5.0 mm This device removes all dirt and humidity from the working channel.</i> | ● | | 60 |  |
| 170-949-04 | <i>RSA-1 x Reinigungssystem für Endoskopkanäle mit ringförmigen Abstreifelementen, Ø 3,0 mm x 20 mm, TS Ø 1,2 x 2200 mm, grün für Kanalgröße von 1,2 - 2,6 mm Der PE-Kanal wird restlos von Schmutz und Feuchtigkeit befreit.</i> | <i>PSA-1 x Cleaning system for endoscope channels with circular-pull through wipe-off segments, Ø 3.0 mm x 20 mm TS Ø 1.2 mm x 2200 mm, green for channels: 1.2 - 2.6 mm This device removes all dirt and humidity from the working channel.</i> | ● | | 60 |  |
| 170-939-20 | 1 x Reinigungs-Bürsten mit Kugel CRB-1 x Combi-Reinigungsbürste 5 x 20 mm mit Kugel und Softreinigungsbürste 5 x 125 mm mit Kugel für PE-Kanäle von 2,8 bis 4,2 mm | Disposable Cleaning Brushes Ball tipped <i>CRP-Combi-Cleaning Brush 5 x 20 mm with ball and soft pice cleaner 5 x 125 mm with ball compatible channels from 2.8 to 4.2 mm</i> | ● | | 100 |  |
| 170-949-20 | RBD-1 x Doppelreinigungsbürste mit Kunststoff-Kugel Bürsten 2 x Ø 2,0 mm x 20 mm TS Ø 1,2 x 1800 mm | <i>RBD-1 x Double Cleaning Brush, tipped with plastic ball, brushes 2 x Ø 2.0 mm x 20 mm TS Ø 1.2 x 1800 mm</i> | ● | | 100 |  |
| 170-949-30 | RBD-1 x Doppelreinigungsbürste mit Kunststoff-Kugel Bürsten 2 x Ø 3,0 mm x 20 mm TS Ø 1,6 x 1800 mm | <i>RBD-1 x Double Cleaning Brush, tipped with plastic ball, brushes 2 x Ø 3.0 mm x 20 mm TS Ø 1.6 x 1800 mm</i> | ● | | 100 |  |

ENDOSKOPIE - PAULDRACH medical GmbH - ENDOSCOPY

|  | Alles, was Sie in der flexiblen Endoskopie brauchen | All you need in flexible endoscopy | 1 x Produkt Disposable | 2 x Produkt Reusable | Stückzahl Box of | Artikelpreise können Sie nach Registrierung und Freischaltung auf unserer Homepage einsehen. www.pauldrach-medical.de |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Best.Nr. | Produkt | Product | ② | ② | |
| | 1 x Reinigungs-Bürsten mit Kugel | Disposable Cleaning Brushes Ball tipped | | | | |
| 170-949-50 | RBD-1 x Doppelreinigungsbürste mit Kunststoff-Kugel Bürsten 2 x Ø 5,0 mm x 20 mm TS Ø 1,8 x 2300 mm | RBD-1 x Double Cleaning Brush, tipped with plastic ball, brushes 2 x Ø 5.0 mm x 20 mm TS Ø 1.8 x 2300 mm | ● | | 100 |  |
| 170-949-59 | RBD-1 x Doppelreinigungsbürste mit Kunststoff-Kugel Bürste 1 x Ø 5,0 mm x 20 mm Bürste 1 x Ø 10 mm x 30 mm TS Ø 1,8 x 2300 mm | RBD-1 x Double Cleaning Brush, tipped with plastic ball, brush 1 x Ø 5.0 mm x 20 mm brush 1 x Ø 10 mm x 30 mm TS Ø 1.8 x 2300 mm | ● | | 100 |  |
| | Reinigungspistole, 1/2 Zoll | CleanGun, 1/2 inches | | | | |
| 171-105-20 | DINA Reinigungspistolen Set und 1,5m PVC-Gewebeslauch mit 1/2 Zoll Wasseranschluss, 8 verschiedene Reinigungsvorsätze, Halter aus Edelstahl, selbstklebend | DINA Cleaning-Spray-Gun Set and 1,5m PVC-tubing with 1/2" threaded connector to tap, 8 different adaptors with Rack, stainless steel, self-adhesive | ● | | 1 |  |
| 171-105-21 | DINA Reinigungspistole mit 1,5m PVC-Gewebeslauch mit 1/2 Zoll Wasseranschluss, einzeln | DINA Cleaning-Spray-Gun with 1,5m PVC-tubing with 1/2" threaded connector to tap, single | ● | | 1 |  |
| | Reinigungspistole, 1/2 Zoll Zubehör | Cleaning Gun, 1/2 inches Accessories | | | | |
| 171-105-26 | DINA Wandhalterung, Polyamid, Ø 60 / 50 x 72 mm mit Befestigungsmaterial (2 x Ø 6 mm Dübel / 2 x Schrauben) | DINA Wall-Rack, polyamid, Ø 60 / 50 x 72 mm with fastening material (2 x Ø 6 mm dowel / 2 x screws) | ● | | 1 |  |
| 171-105-27 | DINA Tischdurchführung, Messing verchromt für Arbeitsplatten mit einer max. Stärke von 46 mm. Tischbohrung von Ø 34 bis 38 mm | DINA Table top rosette, chromated bras for tables up to a thickness of 46 mm. borehole diameter 34 to 38 mm. | ● | | 1 |  |
| 171-105-30 | DINA Reinigungsvorsatz für Spritzen und Kanülen mit <u>Luer-Konus</u> | DINA Adaptor for syring and cannula with <u>luer cone</u> | ● | | 1 |  |
| 171-105-31 | DINA Reinigungsvorsatz für Spritzen und Kanülen mit <u>Recordkonus</u> | DINA Adaptor for syring and cannula with <u>record cone</u> | ● | | 1 |  |
| 171-105-32 | DINA Reinigungsvorsatz für Mess- und Blutpipetten | DINA Adaptor for measuring and blood pipettes | ● | | 1 |  |
| 171-105-33 | DINA Reinigungsvorsatz für Kathetern und Ventilen | DINA Adaptor for the cleaning of catheters and valves | ● | | 1 |  |
| 171-105-34 | DINA Reinigungsvorsatz für Drainageschläuche | DINA Adaptor for the cleaning of drainage tubes | ● | | 1 |  |
| 171-105-35 | DINA Brausevorsatz für Flächen und Hohlräume | DINA Spray jet for surfaces and cavitities | ● | | 1 |  |

ENDOSKOPIE - PAULDRACH medical GmbH - ENDOSCOPY

|  | Alles, was Sie in der flexiblen Endoskopie brauchen | All you need in flexible endoscopy | 1 x Produkt Disposable | 2 x Produkt Reusable | Stückzahl Box of | Artikelpreise können Sie nach Registrierung und Freischaltung auf unserer Homepage einsehen. www.pauldrach-medical.de |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Best.Nr. | Produkt | Product | ② | ② | |
| Reinigungspistole, 1/2 Zoll Zubehör | | | | | | |
| 171-105-36 | DINA Reinigungsvorsatz für Flaschen und Erlenmeyer-Kolben | <i>DINA Adaptor for bottles and Erlenmeyer flaks</i> | | ● | 1 |  |
| 171-105-37 | DINA Wasserstrahlpumpe zur Absaugung von Flüssigkeiten | <i>DINA Water jet pump for the suction of liquids</i> | | ● | 1 | |
| 171-105-40 | DINA Halter für Spülansätze, Edelstahl, selbstklebend, 280 x 40 x 2 mm, ohne Vorsätze | <i>DINA Rack for rinsing adaptors, stainless steel, selfadhesive, 280 x 40 x2 mm without adaptors</i> | | ● | 1 | |
| 171-105-41 | DINA Profiset mit 8 Reinigungsvorsätzen und Halter aus Edelstahl, selbstklebend | <i>DINA Profi-Set with 8 Cleaning adaptors and stainless steel rack, selfadhesive.</i> | | ● | 1 | |
| Reinigungspistole CleanGun | | | | | | |
| 171-200-20 | RCG-CleanGun-2 Set Reinigungspistole aus Edelstahl für Trinkwasser, komplett mit: 2,0 m Schlauch, Filterkupplung für Sterilwasserfilter, Wandhalterung | <i>RCG-CleanGun-2 Set cleaning gun, stainless steel for tap water, complete with: 2.0 m water tube, coupler for sterile water filter, wall rack</i> | | ● | 1 |  |
| 171-200-21 | RCG-CleanGun-2 Reinigungspistole aus Edelstahl, voll zerlegbar zum intensiven reinigen, Ultraschallbad Reinigung, autoklavierbar, einzeln | <i>RCG-CleanGun-2 CleanGun made out of stainless steel, for intensive cleansing fully dismountable, ultrasound cleaning recommended, autoclavable only</i> | | ● | 1 | |
| CleanGun Zubehör und Ersatzteile | | | | | | |
| 171-201-06 | RCG-Abzugshebelarretierung | <i>RCG-Trigger Fixation</i> | | ● | 1 |  |
| 171-201-21 | RCG-Spritzdüse mit LL Anschluss | <i>RCG-Jet Adaptor with LL Connector</i> | | ● | 1 | |
| 171-201-26 | RCG- Wandhalterung | <i>RCG-Wall Rack</i> | | ● | 1 | |
| 171-201-27 | RCG-Kupplung für Wasserfilter | <i>RCG-Coupler for Steri Water Filter</i> | | ● | 1 | |
| 171-201-30 | RCG-Gewebeschlauch mit Filterkupplung, 150 cm | <i>RCG-Fabric tube with Filter Coupler, 150 cm</i> | | ● | 1 | |















Direkt zu unserer Website








Sie finden uns auch auf Facebook







ENDOSKOPIE - PAULDRACH medical GmbH - ENDOSCOPY

|  | Alles, was Sie in der flexiblen Endoskopie brauchen | All you need in flexible endoscopy | 1 x Produkt Disposable | 2 x Produkt Reusable | Stückzahl Box of | Artikelpreise können Sie nach Registrierung und Freischaltung auf unserer Homepage einsehen. www.pauldrach-medical.de |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Best.Nr. | Produkt | Product | ● | ● | |
| | Endständige Wassersterilfilter | Point-of-Use sterilising grade water filter | | | | |
| 171-503-30 | AQ31F1S, Pall-Aquasafe endständige Einmal-Wassersterilfilter mit einer Standzeit bis zu 31 Tagen. Zum Anschluss an den Wasserhahn, (Einmalig - extra Kupplung notwendig.) 1 VE = 12 Stück steril verpackt (entspricht dem Jahresbedarf) | <i>AQ31F1S Pall-Aquasafe Point-of-Use sterilising grade Disposable water filter stands up to 31 days. Connectable to the water tap, (once only - extra coupling adapter necessary)</i> 1 VE = 12 pieces sterile wrapped (equals 1 year consumption) | ● | | 12 |  |
| 171-503-31 | AQIN, Pall-Aquasafe In-Line Einmal-Wassersterilfilter mit 2 Schnellconnectoren und einer Standzeit bis zu 31 Tagen (zum Anschluss an eine Reinigungspistole) 1 VE = 12 Stück steril verpackt (entspricht dem Jahresbedarf) (Einmalig: die Kupplungen sind ggfs. extra zu bestellen.) | <i>AQIN, Pall-Aquasafe Point-of-Use sterilising grade Disposable in-line water filter with 2 quick connectors stands up to 31 days with quick lock coupling on both sites (In-Line)</i> 1 VE = 12 pieces sterile wrapped (equals 1 year consumption) (once only – extra coupling device adaptors necessary) | ● | | 12 |  |
| | Kupplungen für Filter | Coupling for Filter | | | | |
| 171-504-22 | Kupplung TAP24MN mit 24mm Außengewinde ohne Wasserstop (Einmalige Anschaffung für den Filteranschluss) | <i>Coupling device TAP24MN with 24mm outside thread, without check valve (once only - extra coupling adapter necessary)</i> | | ● | 1 |  |
| 171-504-31 | Kupplung TAP 1/2MN mit 1/2" Außengewinde ohne Wasserstop (Einmalige Anschaffung für den Filteranschluss) | <i>Coupling device TAP 1/2MN with 1/2" outside thread, without check valve (once only - extra coupling adapter necessary)</i> | | ● | 1 |  |
| 171-504-41 | Kupplung TAP22FN mit 22mm Innengewinde ohne Wasserstop (Einmalige Anschaffung für den Filteranschluss) | <i>Coupling device TAP22FN with 22mm inside thread, without check valve (once only - extra coupling adapter necessary)</i> | | ● | 1 |  |
| 171-504-42 | Kupplung TAP1/2FN mit 1/2" Innengewinde ohne Wasserstop (Einmalige Anschaffung für den Filteranschluss) | <i>Coupling device TAP 1/2FN with 1/2" inside thread, without check valve (once only - extra coupling adapter necessary)</i> | | ● | 1 |  |
| | Desinfektionsmittel Konzentrat | Disinfection Concentrate | | | | |
| 172-200-02 | DKD-Instru Plus, Desinfektionskonzentrat für Instrumente 2 Liter Flasche | <i>DKD-Instru Plus, disinfection concentrate for instruments, 2 liter bottle</i> | ● | | 1 |  |
| 172-200-05 | DKD-Instru Plus, Desinfektionskonzentrat für Instrumente, 5 Liter Kanister | <i>DKD-Instru Plus, disinfection concentrate for Instruments, 5 liter can</i> | ● | | 1 |  |
| 172-202-10 | DKD-ENDOSTAR, Desinfektionskonzentrat für Instrumente, 5 Liter Kanister | <i>DKD-EndoStar, disinfection concentrate for instruments, 5 liter can</i> | ● | | 1 |  |
| | Enzymreiniger | Enzyme Cleaner | | | | |
| 172-203-01 | DKD-Instru Zym, Enzymreiniger für die Endoskopie, Schmutz und eiweißlösender Reiniger, 2 Liter Flasche | <i>DKD-Instru Zym, Enzyme cleaner, endo-dirt and protein removal 2 liter bottle</i> | ● | | 1 |  |
| 172-203-05 | DKD-Instru Zym, Enzymreiniger für die Endoskopie, Schmutz und eiweißlösender Reiniger, 5 Liter Kanister | <i>DKD-Instru Zym, Enzyme cleaner, endo-dirt and protein removal 5 liter can</i> | ● | | 1 |  |

ENDOSKOPIE - PAULDRACH medical GmbH - ENDOSCOPY

|  | Alles, was Sie in der flexiblen Endoskopie brauchen | All you need in flexible endoscopy | 1 x Produkt Disposable | 2 x Produkt Reusable | Stückzahl Box of | Artikelpreise können Sie nach Registrierung und Freischaltung auf unserer Homepage einsehen. www.pauldrach-medical.de |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Best.Nr. | Produkt | Product | ② | ② | |
| Desinfektionsmittel Konzentrat | | | | | | |
| 172-210-05 | DKD-Korsolex plus, Desinfektionskonzentrat, 5 Liter Kanister | <i>DKD-Korsolex Plus, disinfection concentrate, 5 liter can</i> | ● | | 1 |  |
| 172-211-02 | DKD-Korsolex extra, Desinfektionskonzentrat, 2 Liter Kanister | <i>DKD-Korsolex Extra, disinfection concentrate, 2 liter can</i> | ● | | 1 | |
| 172-211-05 | DKD-Korsolex extra, Desinfektionskonzentrat, 5 Liter Kanister | <i>DKD-Korsolex Extra, disinfection concentrate, 5 liter can</i> | ● | | 1 | |
| 172-212-02 | DKD-Korsolex AF, Desinfektionskonzentrat, 2 Liter Kanister | <i>DKD-Korsolex AF, disinfection concentrate, 2 liter can</i> | ● | | 1 | |
| 172-212-05 | DKD-Korsolex AF, Desinfektionskonzentrat, 5 Liter Kanister | <i>DKD-Korsolex AF, disinfection concentrate, 5 liter can</i> | ● | | 1 | |
| Reinigungskonzentrat | | | | | | |
| 172-301-01 | RUS-Reinigungskonzentrat für Ultraschallreinigungsgeräte, 1 Liter Kanister | <i>RUS-Detergent concentrate for Ultrasonic Cleaner, 1 l can</i> | ● | | 1 |  |
| 172-301-05 | RUS-Reinigungskonzentrat für Ultraschallreinigungsgeräte, 5 Liter Kanister | <i>RUS-Detergent concentrate for Ultrasonic Cleaner, 5 l can</i> | ● | | 1 | |
| 172-302-01 | DUS-Universalkonzentrat für Ultraschallreinigungsgeräte, 1 Liter Kanister | <i>DUS-All Purpose detergent and disinfecting concentrate for Ultrasonic Cleaner, 1 l can</i> | ● | | 1 | |
| 172-302-05 | DUS-Universalkonzentrat für Ultraschallreinigungsgeräte, 5 Liter Kanister | <i>DUS-All Purpose detergent and disinfecting concentrate for Ultrasonic Cleaner, 5 l can</i> | ● | | 1 | |
| Desinfektionsrohr mit Ablasshahn | | | | | | |
| 173-101-06 | EPP-endoplex plus, Desinfektionsrohr mit Ablasshahn, Ø 40 x 600mm | <i>EPP-endoplex plus, disinfection-tube with discharge cock, Ø 40 x 600 mm</i> | | ● | 1 |  |
| 173-101-08 | EPP-endoplex plus, Desinfektionsrohr mit Ablasshahn, Ø 40 x 800mm | <i>EPP-endoplex plus, disinfection-tube with discharge cock, Ø 40 x 800 mm</i> | | ● | 1 | |
| 173-101-10 | EPP-endoplex plus, Desinfektionsrohr mit Ablasshahn, Ø 40 x 1000mm | <i>EPP-endoplex plus, disinfection-tube with discharge cock, Ø 40 x 1000 mm</i> | | ● | 1 | |
| 173-101-12 | EPP-endoplex plus, Desinfektionsrohr mit Ablasshahn, Ø 40 x 1200mm | <i>EPP-endoplex plus, disinfection-tube with discharge cock, Ø 40 x 1200 mm</i> | | ● | 1 | |
| 173-101-14 | EPP-endoplex plus, Desinfektionsrohr mit Ablasshahn, Ø 40 x 1400mm | <i>EPP-endoplex plus, disinfection-tube with discharge cock, Ø 40 x 1400 mm</i> | | ● | 1 | |
| 173-101-16 | EPP-endoplex plus, Desinfektionsrohr mit Ablasshahn, Ø 40 x 1600mm | <i>EPP-endoplex plus, disinfection-tube with discharge cock, Ø 40 x 1600 mm</i> | | ● | 1 | |
| 173-102-10 | EPS-endoplex Schutzrohr, ohne Boden, Ø 40 x 1000mm | <i>EPS-endoplex protection-tube, without bottom, Ø 40 x 1000 mm</i> | | ● | 1 | |
| Desinfektionsrohr Zubehör | | | | | | |
| 173-103-01 | EPP-Absperrhahn 1/4" für endoplex Desinfektionsrohre, einzeln | <i>EPP-Drainage Cock, 1/4", for endoplex tube, only</i> | | ● | 1 |  |
| 173-103-02 | EPP-Abdeckkappe für endoplex Desinfektionsrohre, einzeln | <i>EPP-Endoplex Hood for endoplex tubes, only</i> | | ● | 1 | |
| 173-103-03 | EPP-Halteklammer für endoplex Desinfektionsrohre, einzeln | <i>EPP-Endoplex Clamp for endoplex tube, only</i> | | ● | 1 | |
| 173-103-04 | EPP-Befestigungs-Set 2 Dübel 6 mm und 2 Schrauben für Halteklammer | <i>EPP- Fastening-Set 2 Dowel 6 mm and 2 Screws for clamp</i> | | ● | 1 | |

ENDOSKOPIE - PAULDRACH medical GmbH - ENDOSCOPY

|  | Alles, was Sie in der flexiblen Endoskopie brauchen | All you need in flexible endoscopy | 1 x Produkt Disposable | 2 x Produkt Reusable | Stückzahl Box of | Artikelpreise können Sie nach Registrierung und Freischaltung auf unserer Homepage einsehen. www.pauldrach-medical.de |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Best.Nr. | Produkt | Product | 2 | 2 | |
| 174-401-51 | Flüssigkeitsfilter FKF-Flüssigkeitsfilter, 1x LLM, 1x Lm Anschluss, Porengröße 100 µ, für Desinfektionsgeräte: endoCleaner, CombiCleaner, Unicleaner | Liquid Filter FKF-Liquid Filter, 1x LLM, 1x Lm connector, pore size 100 µ, to be used with disinfection units: endoCleaner, CombiCleaner, UniCleaner | ● | | 50 |  |
| 174-500-10 | Desinfektions-Wanne REW-Desinfektionswanne mit siebförmigen Einsatz und Deckel für Proktoskope B 400 x T 150 x H 110mm | Disinfection Tank REW Disinfection Tank with sieve strainer and lid for proctoscopes w 400 x l 150 x h 110mm | | ● | 1 |  |
| Kategorie: | Medizintechnische Geräte | Electromedical Devices | | | |  |
| Best.Nr. | Geräte, die Sie zur Endoskopie brauchen | Electromedical devices for endoscopy | | | | |
| 181-200-10 | CO₂ Insufflator "COEFFICIENT" COF-CO ₂ Insufflations-Gerät "COEFFICIENT" zur CO ₂ Insufflation über den Luft-Spül Kanal der Endoskope bzw. die Wasserflasche während der Koloskopie mit: <ul style="list-style-type: none"> - patentiertem Managed Flow System - Free Flow System und - Flow Stopp Funktion - Anzeige für insuffliertes CO₂ Volumen - Druckausgleichsventile für erhöhte Patientensicherheit - Gasfluss 0 - 3 Liter/min mit Gasflasche - Betrieb nach MPG nur mit Hersteller eigenem Schlauchset, hydrophoben Filter, - täglicher Schlauchwechsel Abmessungen: B 254 x H 140 x T 267mm Gewicht: 4,0 kg | CO₂ Insufflator "COEFFICIENT" COF-CO ₂ Insufflation-Device CO EFFICIENT for CO ₂ insufflation via air-rinsing channel during colonoscopy with: <ul style="list-style-type: none"> - Managed Flow System - Free flow System - Flow Stop Function - Display of CO₂ volume - Pressurization for more patients safety - Gas Flow from 0 - 3 liter/min - To be used with manufacturers tubing and hydrophobic filter only, - daily tube replacement Dimensions: l 254 x w 267 x h 140 mm Weight: 4,0 kg | | ● | 1 |  |
| 181-200-20 | CO₂ Insufflator "COMPACT" COC-CO ₂ Insufflations-Gerät "CO ₂ MPACT" zur CO ₂ Insufflation über den Luft-Spül Kanal der Endoskope bzw. die Wasserflasche während der Koloskopie mit: <ul style="list-style-type: none"> - 3 wählbaren Flussraten - 3 verschiedene Zeiten für CO₂ Insufflation - CO₂ Versorgung über CO₂ Flasche oder - zentrale CO₂ Gasversorgung im Haus - Druckausgleichsventile für erhöhte Patientensicherheit - Gasflow: niedrig, mittel hoch - Flow Start - Stopp Funktion - Betrieb nach MPG nur mit Hersteller eigenem Schlauchset, hydrophoben Filter, - täglicher Schlauchwechsel Abmessungen: T 330 x B 127 x H 152 mm Gewicht: 3,6 kg | CO₂ Insufflator "COMPACT" COC-CO ₂ Insufflation-Device CO ₂ MPACT for CO ₂ insufflation via air-rinsing channel during colonoscopy with: <ul style="list-style-type: none"> - 3 different flow rates - 3 different flow time settings - CO₂ supply by tank or - central CO₂ supply - Pressurization for more patients safety - gas flow from low, medium, high - Flow start - stopp function - to be used with manufacturers tubing and hydrophobic filter only - daily change of tubing set, required Dimensions: l 330 x w 127 x h 152 mm Weight: 3,6 kg | | ● | 1 |  |