
































ENDOSKOPIE - PAULDRACH medical GmbH - ENDOSCOPY

	Alles, was Sie in der flexiblen Endoskopie brauchen	All you need in flexible endoscopy	1 x Produkt Disposable	2 x Produkt Reusable	Stückzahl Box of	Artikelpreise können Sie nach Registrierung und Freischaltung auf unserer Homepage einsehen. www.pauldrach-medical.de
					VE = Verpackungseinheit	
Best.Nr.	Produkt	Product				
Kategorie:	Rektoskopie	Rectoscopy				 
Best.Nr.	Alles was Sie für die Rektoskopie brauchen	All you need for rectoscopy				
Anoskope						
160-100-10	ANO-Anoskoptubus prograde Sicht mit abgeschrägtem Tubus, Tubus Ø 22 x 60 mm, ohne Beleuchtungs-Kopfstück	<i>ANO-Anoscope Tube forward view with sloped tube, tube Ø 22 x 60 mm, without illumination head</i>	•		1	
160-100-11	ANO-Obturator zum Anoskop, Ø 22 x 60 mm, einzeln	<i>ANO-Obturator for Anoscope, Ø 22 x 60 mm only</i>	•		1	
Proktoskope						
160-100-20	ANO-Ano-Proktoskoptubus prograde Sicht mit abgeschrägtem Tubus, Tubus Ø 22 x 120 mm, ohne Beleuchtungs-Kopfstück	<i>ANO-Ano-Proctoscope tube forward view with sloped tube, tube Ø 22 x 120 mm, without illumination head</i>	•		1	
160-100-21	PRO-Obturator zum Proktoskop Ø 22 x 120 mm, einzeln	<i>PRO-Obturator for Proctoscope, Ø 22 x 120 mm, only</i>	•		1	
160-100-25	PRB-Proktoskop nach Blond, Ø 20 x 100 mm, ohne Beleuchtungs-Kopfstück	<i>PRB-Proctoscope, side view, Blond, Ø 20 x 100 mm, without illumination head</i>	•		1	
160-100-27	PRB-Proktoskop nach Blond, Ø 25 x 130 mm, ohne Beleuchtungs-Kopfstück	<i>PRB-Proctoscope, side view, Blond, Ø 25 x 130 mm, without illumination head</i>	•		1	
Anoskope komplett mit Kopfstück						
160-101-10	ANO-Anoskoptubus komplett, Ø 22 x 60 mm, mit Obturator Beleuchtungskopf, Verschlussfenster und Schwenklupe	<i>ANO-Anoscope Tube, complete, Ø 22 x 60 mm, with obturator, cold light illumination head, swivel lens and magnification lens</i>	•		1	
160-101-11	ANO-Anoskop Obturator, Ø 22 x 60 mm	<i>ANO-Anoscope Obturator, Ø 22 x 60 mm</i>	•		1	
Kopfstück für Anos- Proktoskope						
160-100-50	KAK-Kaltlicht-Kopfstück, Verschlussfenster und Lupe, passend zu allen: Anoskoptuben und Proktoskoptuben	<i>KAK-Cold Light Fiberoptic Head, swivel lens and magnification lens, fits all: anoscope tubes and proctoscope tubes</i>	•		1	
160-100-51	KAK-Kaltlicht Kopfstück, einzeln	<i>KAK-Cold Light Fiberoptic Head, only</i>	•		1	
160-100-52	KAK-Verschlussfenster, einzeln	<i>KAK-swivel Lens, only</i>	•		1	
160-100-53	KAK-Schwenklupe, 2,0 fache Vergrößerung, einzeln	<i>KAK-Magnification Lens, 2 x magnification, only</i>	•		1	
Anoskope, distale Beleuchtung						
160-200-10	ANO-Anoskoptubus, mit Obturator Ø 15 x 70 mm, distale Beleuchtung	<i>ANO-Anoscope Tube with Obturator, Ø 15 x 70 mm, distal annular illumination</i>	•		1	
160-200-11	ANO Anoskoptubus Ø 15 x 70 mm, einzeln	<i>ANO-Anoscope Tube Ø 15 x 70 mm, single</i>	•		1	



















ENDOSKOPIE - PAULDRACH medical GmbH - ENDOSCOPY

	Alles, was Sie in der flexiblen Endoskopie brauchen	All you need in flexible endoscopy	1 x Produkt Disposable	2 x Produkt Reusable	Stückzahl Box of	Artikelpreise können Sie nach Registrierung und Freischaltung auf unserer Homepage einsehen. www.pauldrach-medical.de
	Best.Nr.	Produkt	Product	②	②	
Anoskope, distale Beleuchtung						
160-200-12	ANO Obturator, Ø 15 x 70 mm zum Anoskop,	<i>ANO-Obturator Ø 15 x 70 mm, for anoscope,</i>		●	1	
160-200-20	ANO-Anoskoptubus, Obturator Ø 20 x 70 mm, distale Beleuchtung	<i>ANO-Anoscope Tube with Obturator, Ø 20 x 70 mm, distal annular illumination</i>		●	1	
160-200-21	ANO Anoskoptubus Ø 20 x 70 mm, einzeln	<i>ANO-Anoscope Tube Ø 20 x 70 mm, single</i>		●	1	
160-200-22	ANO-Obturator zum Anoskop, Ø 20 x 70 mm	<i>ANO-Obturator Ø 20 x 70 mm, for anoscope,</i>		●	1	
160-200-30	ANO-Anoskoptubus, Obturator Ø 25 x 70 mm, distale Beleuchtung	<i>ANO-Anoscope Tube with Obturator, Ø 25 x 70 mm, distal annular illumination</i>		●	1	
160-200-31	ANO Anoskoptubus Ø 25 x 70 mm, einzeln	<i>ANO-Anoscope Tube Ø 25 x 79 mm, single</i>		●	1	
160-200-32	ANO-Obturator zum Anoskop, Ø 25 x 70 mm	<i>ANO-Obturator Ø 25 x 70 mm, for anoscope,</i>		●	1	
Proktoskope distale Beleuchtung						
160-200-40	PRO-Proktoskop, Ø 20 x 130 mm, distale ringförmige Beleuchtung, komplett mit Obturator und Fenster	<i>PRO-Proctoscopes, Ø 20 x 130 mm, distal annular illumination, complete with obturator,</i>		●	1	
160-200-41	PRO Proktoskop Tubus, Ø 20 x 130 mm, einzeln	<i>PRO-Proctoscope Tube, Ø 20 x 130 mm, single</i>		●	1	
160-200-42	PRO-Proktoskop Obturator Ø 20 x 130 mm, einzeln	<i>PRO-Obturator for Proctoscopes, Ø 20 x 130 mm, only</i>		●	1	
160-200-43	PRO-Proktoskop Endhülse, Ø 20 mm, Kunststoff,	<i>PRO-Proctoscope Plastic End Tube, Ø 20 mm, plastic</i>		●	1	
160-200-44	PRO-Verschlussfenster	<i>PRO-Detachable Window</i>		●	1	
160-200-45	PRO-Schwenklupe, 1,8 fache Vergrößerung	<i>PRO-swivel Lens, 1.8 x magnification</i>		●	1	
160-200-50	PRO-Doppelgebläse mit Luer Lock Anschluss	<i>PRO-Double Balloon Insufflator with luer connector</i>		●	1	
Rektoskop Ø 20 x 200 mm						
160-300-20	RED-Rektoskop, Ø 20 x 200 mm, distale Ringbeleuchtung, komplett	<i>RED-Rectoscope, Ø 20 x 200 mm distal lighting, complete</i>		●	1	
160-300-21	RED-Obturator zum Rektoskop, Ø 20 x 200 mm	<i>RED-Obturator for Rectoscope, Ø 20 x 200 mm</i>		●	1	
Rektoskop Ø 20 x 250 mm						
160-300-25	RED-Rektoskop, Ø 20 x 250 mm, distale Ringbeleuchtung, komplett	<i>RED-Rectoscope, Ø 20 x 250 mm, distal lighting, complete</i>		●	1	
160-300-26	RED-Obturator zum Rektoskop, Ø 20 x 250 mm	<i>RED-Obturator for Rectoscope, Ø 20 x 250 mm</i>		●	1	
Rektoskop Ø 20 x 300 mm						
160-300-30	RED-Rektoskop, Ø 20 x 300 mm, distale Ringbeleuchtung, komplett	<i>RED-Rectoscope, Ø 20 x 300 mm, distal lighting, complete</i>		●	1	
160-300-27	RED-Obturator zum Rektoskop, Ø 20 x 300 mm	<i>RED-Obturator for Rectoscope, Ø 20 x 300 mm</i>		●	1	











ENDOSKOPIE - PAULDRACH medical GmbH - ENDOSCOPY

	Alles, was Sie in der flexiblen Endoskopie brauchen	All you need in flexible endoscopy	1 x Produkt Disposable	2 x Produkt Reusable	Stückzahl Box of	Artikelpreise können Sie nach Registrierung und Freischaltung auf unserer Homepage einsehen. www.pauldrach-medical.de
	Best.Nr.	Produkt	Product	②	②	
	Rektoskop Endhülse	Rectoscope End Tube				
160-300-22	RED-Ersatz Endhülse einzeln, Ø 20 x 32 mm, Kunststoff	RED-Replacement Single End Tube, Ø 20 x 32 mm, plastic		●	1	
	Rektoskop für Kinder, Ø 11,4 x 200 mm	Pediatric-Rectoscope Ø 11.4 x 200 mm				
160-301-20	REK-Rektoskop, Ø 11,4 x 200 mm, distale Ringbeleuchtung, komplett	REK-Rectoscope, Ø 11.4 x 200 mm, distal lighting, complete		●	1	
160-301-21	REK-Obturator zum Rektoskop Ø 11,4 x 200 mm,	REK-Obturator for Rectoscope, Ø 11.4 x 200 mm		●	1	
160-301-22	REK-Ersatz Endhülse, Ø 11,4 x 200 mm, Metall	REK-Replacement End Tube, Ø 11.4 x 200 mm, metal		●	1	
	Rektoskop für Jugendliche, Ø 16 x 250 mm	Rectoscope for Adolescents, Ø 16 x 250 mm				
160-301-25	REK-Rektoskop, Ø 16 x 250 mm, distale Ringbeleuchtung, komplett	REK-Rectoscope, Ø 16 x 250 mm, distal lighting, complete		●	1	
160-301-26	REK-Obturator zum Rektoskop Ø 16 x 250 mm	REK-Obturator for Rectoscope, Ø 16 x 250 mm		●	1	
	1 x Anoskope	Disposable Anoscopes				
160-400-10	ANE-1 x Anoskoptuben, Ø 20 x 85 mm	ANE-1 x Anoscopes, Ø 20 x 85 mm	●		25	
160-400-11	ANE-1 x Anoskoptuben, Ø 20 x 85 mm	ANE-1 x Anoscopes, Ø 20 x 85 mm	●		100	
	1 x Proktoskope	Disposable Proctoscopes				
160-400-20	PRE-1 x Proktoskoptuben, Ø 20 x 130 mm	PRE-1 x Proctoscopes, Ø 20 x 130 mm	●		25	
160-400-30	REE-1 x Rektoskoptuben, Ø 20 x 250 mm	PEE-1 x Rectoscopes, Ø 20 x 250 mm	●		25	
160-400-31	REE-1 x Rektoskoptuben, Ø 20 x 250 mm	PEE-1 x Rectoscopes, Ø 20 x 250 mm	●		100	
	Beleuchtungskopf für 1 x Tuben	Illumination Head for disposable Scopes				
160-400-50	BKE-Beleuchtungskopf für Einmaltuben, komplett mit Fenster + Lupe	BKE-Cold Lighting Head for disposable Ano-, Procto-, and Rectoscopes,		●	1	
160-400-52	BKE-Verschlussfenster, einzeln	BKE-Detachable Cover, only		●	1	
160-400-53	BEK-Schwenklupe, 1,5 fache Vergrößerung, einzeln	BEK-swivel Lens with 1.5 x Magnification, only		●	1	
	Kaltlicht-Quelle 150 Watt	Cold Light Source				
180-100-05	KLQ-Proto-Kaltlichtquelle mit: 150 Watt Halogenlampe, Helligkeit stufenlos verstellbar, sehr lauf ruhig und hell mit VOLPI Anschluss, speziell geeignet für die: Anoskopie, Proktoskopie, Rektoskopie	KLQ-Procto-Cold Light Source with 150 watt halogen bulb, brightness continuously adjustable, silent and bright VOLPI connector recommended for: anoscopy, proctoscopy, rectoscopy		●	1	
180-101-15	150 Watt Halogenlampe	150 Watt halogen bulb		●	1	
	Kaltlichtkabel	Cold Light Cable				
160-500-01	KLK-Kaltlichtkabel Heine LQ an Heine Instrumente Ø 3,5 x 1800 mm,	KLK-Cold Light Fibre Cable for Heine Instruments and Heine coldlight source, Ø 3.5 x 1800 mm		●	1	

ENDOSKOPIE - PAULDRACH medical GmbH - ENDOSCOPY

	Alles, was Sie in der flexiblen Endoskopie brauchen	All you need in flexible endoscopy	1 x Produkt Disposable	2 x Produkt Reusable	Stückzahl Box of	Artikelpreise können Sie nach Registrierung und Freischaltung auf unserer Homepage einsehen. www.pauldrach-medical.de
	Best.Nr.	Produkt	Product	②	②	
Adapter für Lichtquellen						
160-500-05	KAW-Adapter HEINE Kabel an R. WOLF Lichtquelle	<i>KAW-Adaptor HEINE Cable to R. Wolf light source</i>		●	1	
160-500-06	KAS-Adapter HEINE Kabel an STORZ Lichtquelle	<i>KAS-Adaptor HEINE Cable to Storz light source</i>		●	1	
160-501-03	KAF-Adapter HEINE Kabel an Fujinon Lichtquelle	<i>KAF-Adaptor HEINE Cable to Fujinon light source</i>		●	1	
Adapter für Instrumente						
160-501-06	ASH-Adapter STORZ Kabel an HEINE Instrument	<i>ASH-Adaptor STORZ Cable to HEINE Instruments</i>		●	1	
160-502-03	AHS-Adapter-Griff Heine an Storz Instrumente	<i>AHS-Adaptor-Grip Heine to Storz Instruments</i>		●	1	
Saug-Hämorrhoiden Ligator						
161-100-00	HLS-Hämorrhoidenligator standard, 15 cm lang, komplett mit: 1 Ladekonus, 2 Saugköpfen, Ø 10 mm 100 Hämolastikringen	<i>HLS-Hemorrhoid Ligator, standard 15 cm, complete with: 1 Loading Cone, 2 Suction Heads, Ø 10 mm 100 Hemolastic-Bands</i>		●	1	
161-100-10	HLL-Hämorrhoidenligator lang 20 cm lang, komplett mit: 1 Ladekonus, 2 Saugköpfen, 100 Hämolastikringen	<i>HLL-Hemorrhoid Ligator, long 20 cm, complete with 1 Loading Cone, 2 Suction Heads, 100 Hemolastic-Bands</i>		●	1	
Hämorrhoiden Ligator Ersatzteile						
161-101-01	HLS-Saugkopf Größe 1, Ø 10 mm, 6 mm tief	<i>HLS-Suction cap Size 1, Ø 10 mm, 6 mm deep</i>		●	1	
161-101-02	HLS-Saugkopf Größe 2, Ø 10 mm, 10 mm tief	<i>HLS-Suction cap Size 2, Ø 10 mm, 10 mm deep</i>		●	1	
161-101-03	HLS-Ladekonus, schwarz, Delrin, Ø 10 x 65 mm	<i>HLS-Loading cone, black, Ø 10 x 65 mm</i>		●	1	
161-101-04	HLS-Ladekonus, weiß, 2-stufig, Teflon Ø 10 x 65 mm	<i>HLS-Loading cone, female, teflon, Ø 10 x 65 mm</i>		●	1	
Hämorrhoiden Ligator Zubehör						
161-101-08	HLS-Band Cutter, 21,5 cm lang	<i>HLS-hemolastic band cutter, 21.5 cm long</i>		●	1	
161-101-09	HLS-Reinigungsbürste für Hämorrhoiden Ligator	<i>HLS-cleaning brush for Hemorrhoid ligator</i>		●	1	
161-101-10	HLS-Rändelschraube, Ø 11 x M 3 x 6 mm, für HLS-Schubstange	<i>HLS-replacement screw, Ø 11 x M 3 x 6 mm, for HLS-push rod</i>		●	1	
1 x Hämolastik Ringe, Latex						
161-101-05	HLR-1 x Hämolastikringe, Latex, für die Gummibandligatur, 100 Stück	<i>HLR-1 x Hemolastic Bands, (contains Latex), for Hemorrhoid Ligation, 100 pieces</i>	●		100	
Hämolastik Ringe, latexfrei						
161-101-21	HLX-1 x Hämolastikringe, latexfrei, für die Gummibandligatur, 100 Stück	<i>HLX-1 x Hemolastic Bands, (latex free), for Hemorrhoid Ligation, 100 pieces</i>	●		100	
1 x Hämorrhoiden Ligator						
161-901-10	HLM 1 x Multi-Hämobandligator mit 4 Ringen, Hämorrhoidenligator mit 4 Hämolastik-Ringen zum einfachen Abschießen einzelner Ligaturringe, mechanischer Abzug, zum Anschluß an eine Saugpumpe	<i>HLM-1 x Multiband-Ligatur with 4 rings, hemorrhoid ligator with 4 hemolastic rings for a simple handling and mechanical shooting of single ligator rings, connectable to any suction pump</i>	●		10	

ENDOSKOPIE - PAULDRACH medical GmbH - ENDOSCOPY

	Alles, was Sie in der flexiblen Endoskopie brauchen	All you need in flexible endoscopy	1 x Produkt Disposable	2 x Produkt Reusable	Stückzahl Box of	Artikelpreise können Sie nach Registrierung und Freischaltung auf unserer Homepage einsehen. www.pauldrach-medical.de
	Best.Nr.	Produkt	Product	②	②	
	Infrarot Koagulator, "D" Digital	Infrared Coagulator, "D" Digital				
161-300-22	IRD-Infrarotkoagulator "D" digital, komplett mit: digitalem Steuergerät, Handapplikator; Lichtstab Ø 7 mm, 220 mm lang 2 Teflonkappen Ø 7 mm	IRD-Infrared Coagulator "D" digital, complete device with: digital control unit, handle with trigger light guide, Ø 7 x 220 mm	●		1	
	Infrarot Koagulator, "D" Ersatzteile	Infrared Coagulator, "D" Spare Parts				
161-301-22	IRD-Lichtstab, gebogen, Ø 7 mm, 220 mm lang	IRD-Light Guide, angled, Ø 7 mm, 220 mm long	●		1	
161-301-30	IRD-Halogenlampe, 15 Volt, 150 Watt	IRD-Replacement Halogen Bulb, 15 Volt, 150 W	●		1	
161-301-40	IRD-Ersatz-Teflonkappen, Ø 7 mm	IRD-Replacement Teflon Coated Cups, Ø 7 mm	●		10	
	Hämorrhoiden Spritze	Hemorrhoidal Syringe				
162-400-01	GSG-Glasspritze nach "Gabriel", 3 ml Glaszylinder, mit Luer Lock männlich Anschluss, auseinandernehmbar, autoklavierbar	GSG-Glass Syringe "Gabriel", glass cylinder 3 ml, with Luer Lock male connector, fully dismantable, autoclavable	●		1	
162-400-02	GSG-Ersatz-Glaszylinder für "Gabriel" 3 ml, autoklavierbar	GSG-Replacement Glass Cylinder "Gabriel" 3 ml, autoclavable	●		1	
	Glasanaldehner	Glas Anal Dilators				
163-100-01	GAD-Glasanaldehner Gr. 1, Ø 14-17 mm, 60 mm	GAD-Glass Anal Dilator size 1, Ø 14-17 mm, 60 mm long	●		1	
163-100-02	GAD-Glasanaldehner Gr. 2, Ø 14-24 mm, 75 mm	GAD-Glass Anal Dilator size 2, Ø 14-24 mm, 75mm long	●		1	
163-100-03	GAD-Glasanaldehner Gr. 3, Ø 16-28 mm, 75 mm	GAD-Glass Anal Dilator size 3, Ø 16-28 mm, 75 mm long	●		1	
163-100-04	GAD-Glasanaldehner Gr. 4, Ø 13-28 mm, 85 mm	GAD-Glass Anal Dilator size 4, Ø 13-28 mm, 85 mm long	●		1	
163-100-05	GAD-Glasanaldehner Gr. 5, Ø 20-45 mm, 90 mm	GAD-Glass Anal Dilator size 5, Ø 20-45 mm, 90 mm long	●		1	
	Starre Biopsiezange	Rigid Biopsy Forceps				
165-200-02	PZR-PE-Zange ohne Dorn, starrer Schaft, Ø 2,3 x 300 mm	PZR-Rigid Forceps, without spike, rigid sheath, Ø 2.3 x 300 mm	●		1	
165-201-02	PZR-PE-Zange ohne Dorn, starrer Schaft, Ø 2,3 x 450 mm	PZR-Rigid Forceps, without spike, rigid sheath, Ø 2.3 x 450 mm	●		1	
165-300-02	PZR-PE-Zange ohne Dorn, starrer Schaft, Ø 3,0 x 300 mm	PZR-Rigid Forceps, without spike, rigid sheath, Ø 3.0 x 450 mm	●		1	
165-301-02	PZR-PE-Zange ohne Dorn, starrer Schaft, Ø 3,0 x 450 mm	PZR-Rigid Forceps, without spike, rigid sheath, Ø 3.0 x 450 mm	●		1	
165-304-02	PZR-PE-Zange ohne Dorn, starrer Schaft, Ø 3,4 x 450 mm	PZR-Rigid Forceps, without spike, rigid sheath, Ø 3.4 x 450 mm	●		1	