







































# ENDOSKOPIE - PAULDRACH medical GmbH - ENDOSCOPY

	Alles, was Sie in der flexiblen Endoskopie brauchen	All you need in flexible endoscopy	1 x Produkt Disposable	2 x Produkt Reusable	Stückzahl Box of	Artikelpreise können Sie nach Registrierung und Freischaltung auf unserer Homepage einsehen. <a href="http://www.pauldrach-medical.de">www.pauldrach-medical.de</a>
	Best.Nr.	Produkt	Product	②	②	
Kategorie:	Sigmoidoskopie	Sigmoidoscopy				 + 
Best.Nr.	Alles, was Sie für die Sigmoidoskopie brauchen	All you need for sigmoidoscopy				
<b>1 x Koloskopie-Hosen / Splash Coat      Disposable Coloscopy-Shorts / Splashcoat</b>						
108-904-01	CSH-1 x Koloskopie Hose mit: Taillengummi, rückseitigem Schlitz, Standardgröße (100 cm Taillenumfang)	CSH-1 x Coloscopy Shorts, disposable, waisted, rear opening standard size 100 cm waistline	●		10	
108-904-02	CSH-1 x Koloskopie Hose, Übergröße mit: Taillengummi, rückseitigem Schlitz, Übergröße (140 cm Taillenumfang)	CSH-1 x Coloscopy Shorts, disposable, waisted, rear opening super size 140 cm waistline	●		10	
108-905-02	SPC-1 x Splash Coat, wasserabweisender, leichter Körperschutzkittel, Gummizüge am Handgelenk, passend für jede Größe	SPC-1 x Splash Coat, disposable, hydrophobic lightweight body protecting coat, elastic band at sleeves end fits any size	●		10	
<b>Blutstillung      Hemostasis</b>						
<b>1 x Hämostase Clip, drehbar      Disposable Hemo-Clip, rotatable</b>						
151-929-11	HCP-1 x HämoClip, drehbar, TS Ø 2,6 x 2300 mm, repositionierbar, <b>öffnet 11 mm</b> , einzeln, steril verpackt	HCP-1x-HemoClip, rotatable, tubing Ø 2.6 x 2300 mm, repositionable, <b>opens up to 11 mm</b> , single, sterile wrapped	●		5	
151-929-12	HCP-1 x HämoClip, drehbar mit Drehrad, Metallspirale Ø 2,6 x 2300 mm, repositionierbar, <b>öffnet 12 mm</b> , einzeln, steril verpackt	HCP 1 x HemoClip, rotatable by wheel, metallschraube Ø 2.6 x 2300 mm, repositionable, <b>opens up to 12 mm</b> , single, sterile wrapped	●		5	
151-929-15	HCW-1 x HämoClip, drehbar mit Drehrad, TS Ø 2,6 x 2300 mm, repositionierbar, <b>öffnet 15 mm</b> , einzeln, steril verpackt	HCW 1 x HemoClip, rotatable by wheel, tubing Ø 2.6 x 2300 mm, repositionable, <b>opens up to 15 mm</b> , single, sterile wrapped	●		5	
151-929-21	HCU-1 x Hämo-Clip Ultra, drehbar Clip-Klauen-Winkel 135°, beschichtete Spirale Ø 2,4 x 2300mm, <b>öffnet 11 mm</b> , neueste Technik, einfachste Bedienung, einzeln, steril verpackt	HCU-1 x Hemo-Clip Ultra, rotatable Claw angle 135°, coated spiral Ø 2.4 x 2300 mm, <b>opens up to 11 mm</b> , latest new technology, simplest handling, single, sterile wrapped	●		5	
151-929-31	HCW-1 x HämoClip, drehbar mit Griff, beschichtete Spirale Ø 2,6 x 2300 mm, repositionierbar, <b>öffnet 13 mm</b> , einzeln, steril verpackt	HCW 1 x HemoClip, rotatable handle, coated spirale Ø 2.6 x 2300 mm, repositionable, <b>opens up to 13 mm</b> , single, sterile wrapped	●		5	

# ENDOSKOPIE - PAULDRACH medical GmbH - ENDOSCOPY

	Alles, was Sie in der flexiblen Endoskopie brauchen	All you need in flexible endoscopy	1 x Produkt Disposable	2 x Produkt Reusable	Stückzahl Box of	Artikelpreise können Sie nach Registrierung und Freischaltung auf unserer Homepage einsehen. <a href="http://www.pauldrach-medical.de">www.pauldrach-medical.de</a>
	Best.Nr.	Produkt	Product	②	②	
<b>1 x Injektions Nadel</b>						
142-915-07	INE-1 x Injektions Nadel, Ø 0,7mm, TS Ø 2,3 x 1800 mm Nadelaustritt 5 mm	<i>INE-1x Injection Needle, Ø 0,7mm, TS Ø 2.3 x 1800 mm needle outlet 5 mm</i>	●		10	
152-919-07	INE-1 x Injektions Nadel, Ø 0,7mm, TS Ø 2,3 x 2300 mm Nadelaustritt 5 mm	<i>INE-1x Injection Needle, Ø 0,7mm, TS Ø 2.3 x 2300 mm needle outlet 5 mm</i>	●		10	
<b>1 x Zytologiebürste</b>						
144-925-20	CBD-1 x Zytologiebürste, 5 fr. im Teflonschlauch mit Handgriff, TS Ø 1,8 x 1800 mm, steril	<i>CBD-1 x Cytology Brush, 5 fr. Teflontubing with handle Ø 1.8 x 1800 mm, sterile</i>	●		50	
<b>Biopsie Zangen, wiederverwendbar, 180cm</b>						
145-425-02	BEL-Biopsiezange <b>ohne</b> Dorn, Ø 2,1 x 1800 mm, Metallspirale, Slim Line, Metall Handgriff	<i>BEL-Biopsy Forceps, <b>without</b> spike Ø 2.1 x 1800 mm, metal sheet, Slim Line, metal handle</i>		●	1	
145-515-01	BSL-Biopsiezange <b>mit</b> Dorn, Ø 2,3 x 1800 mm, verjüngte Spirale Metallhandgriff	<i>BSL-Biopsy Forceps, <b>with</b> spike, Ø 2.3 x 1800 mm, tapered spiral metal handle</i>		●	1	
145-515-02	BSL-Biopsiezange <b>ohne</b> Dorn, Ø 2,3 x 1800 mm, verjüngte Spirale Metallhandgriff	<i>BSL-Biopsy Forceps, <b>without</b> spike, Ø 2.3 x 1800 mm, tapered spiral metal handle</i>		●	1	
<b>Jumbo Zangen, wiederverwendbar</b>						
145-715-01	BJL-Biopsiezange <b>mit</b> Dorn, Jumbo-Line, Ø 3,0 x 1800 mm Metallhandgriff	<i>BJL-Biopsy Forceps <b>with</b> spike, Jumbo-Line, Ø 3.0 x 1800 mm, metal handle</i>		●	1	
145-715-02	BJL-Biopsiezange <b>ohne</b> Dorn, Jumbo-Line, Ø 3,0 x 1800 mm Metallhandgriff	<i>BJL-Biopsy Forceps <b>without</b> spike, Jumbo-Line, Ø 3.0 x 1800 mm, metal handle</i>		●	1	
<b>1 x Biopsie Zangen, unbeschichtet</b>						
145-915-01	BDL-1 x Biopsiezange <b>mit</b> Dorn, Ø 2,3 x 1800 mm, unbeschichtet	<i>BDL-1 x Biopsy Forceps <b>with</b> spike, Ø 2.3 x 1800 mm, uncoated</i>	●		10	
145-915-02	BDL-1 x Biopsiezange <b>ohne</b> Dorn, Ø 2,3 x 1800 mm, unbeschichtet	<i>BDL-1 x Biopsy Forceps <b>without</b> spike, Ø 2.3 x 1800 mm, uncoated</i>	●		10	
<b>1 x Biopsie Zangen, beschichtet</b>						
145-925-01	BDL-1 x Biopsiezange <b>mit</b> Dorn, Ø 2,3 x 1800 mm, beschichtet	<i>BDL-1 x Biopsy Forceps <b>with</b> spike, Ø 2.3 x 1800 m, coated</i>	●		10	
145-925-02	BDL-1 x Biopsiezange <b>ohne</b> Dorn, Ø 2,3 x 1800 mm, beschichtet	<i>BDL-1 x Biopsy Forceps <b>without</b> spike, Ø 2.3 x 1800 mm, coated</i>	●		10	
<b>1x Hot Biopsie Zangen, 180 cm</b>						
155-979-02	HBZ-1 x Hot Biopsy Zange ohne Dorn, Ø 2,3 x 2300 mm, beschichtet, mit HF-Griff, standard HF-Anschluss	<i>HBZ-1 x Hot Biopsy Forces <b>without</b> spike Ø 2.3 x 2300 mm , coated, with hf-handle, standard hf-connection</i>	●		10	
<b>1 x Biopsie Zangen, Jumbo-Line, 230mm</b>						
155-949-02	BDL-1 x Jumbo Biopsiezange <b>ohne</b> Dorn, Ø 3,0 x 2300 mm, beschichtet	<i>BDL-1 x Jumbo Biopsy Forcep <b>without</b> spike Ø 3.0 x 2300 mm, coated</i>	●		10	
155-969-02	BDL-1 x Jumbo Biopsiezange <b>ohne</b> Dorn, Ø 3,0 x 2300 mm, unbeschichtet	<i>BDL-1 x Jumbo Biopsy Forceps <b>without</b> spike Ø 3.0 x 2300 mm, uncoated</i>	●		10	

# ENDOSKOPIE - PAULDRACH medical GmbH - ENDOSCOPY

	Alles, was Sie in der flexiblen Endoskopie brauchen	All you need in flexible endoscopy	1 x Produkt	2 x Produkt	Stückzahl Box of	Artikelpreise können Sie nach Registrierung und Freischaltung auf unserer Homepage einsehen. <a href="http://www.pauldrach-medical.de">www.pauldrach-medical.de</a>
			Disposable	Reusable		
Best.Nr.	Produkt	Product			VE = Verpackungseinheit	
<b>1 x Biopsie Zangen, unbeschichtet</b>						
155-919-01	BDL-1 x Biopsiezange <b>mit</b> Dorn, Ø 2,3 x 2300 mm, unbeschichtet	<i>Disposable Biopsy Forceps, uncoated</i> BDL-1 x Biopsy Forceps <b>with</b> spike, Ø 2.3 x 2300 mm, uncoated	●		10	
155-919-02	BDL-1 x Biopsiezange <b>ohne</b> Dorn, Ø 2,3 x 2300 mm, unbeschichtet	<i>BDL-1 x Biopsy Forceps without spike, Ø 2.3 x 2300 mm, uncoated</i>	●		10	
<b>1 x Biopsie Zangen, beschichtet</b>						
155-929-01	BDL-1 x Biopsiezange <b>mit</b> Dorn, Ø 2,3 x 2300 mm, beschichtet	<i>Disposable Biopsy Forceps, coated</i> BDL-1 x Biopsy Forceps <b>with</b> spike, Ø 2.3 x 2300 mm, coated	●		10	
155-929-02	BDL-1 x Biopsiezange <b>ohne</b> Dorn, Ø 2,3 x 2300 mm, beschichtet	<i>BDL-1 x Biopsy Forceps without spike, Ø 2.3 x 2300 mm, coated</i>	●		10	
<b>1 x Jumbo PE-Zange, gezahnt</b>						
155-959-03	BDJ-1 x Jumbo-PE-Zange, gezahnt <b>mit</b> Dorn, Ø 2,8 x 2300 mm, beschichtet Plastik Handgriff, steril	<i>Disposable Jumbo Forceps, toothed</i> BDJ-1 x Jumbo Biopsy Forceps toothed rim <b>with</b> spike, Ø 2.8 x 2300 mm, coated plastic handle, sterile	●		10	
155-959-04	BDJ-1 x Jumbo-PE-Zange, gezahnt <b>ohne</b> Dorn, Ø 2,8 x 2300 mm, beschichtet, Plastik Handgriff, steril	<i>BDJ-1 x Jumbo Biopsy Forceps, toothed rim without spike, Ø 2.8 x 2300 mm, coated, plastic handle, sterile</i>	●		10	
<b>Fremdkörper Zangen, wiederverwendbar</b>						
146-505-10	FEZ-Hakenmaul-Zange, Ø 2,3 x 1800 mm, Classic-Line Metallhandgriff	<i>Foreign Body Forceps, reusable</i> FEZ-Hook Clawed Forceps, Ø 2.3 x 1800 mm, classic line metal handle		●	1	
146-505-11	FEZ- Krokodil- Zange, Ø 2,3 x 1800 mm, Classic-Line Metallhandgriff	<i>FEZ-Crocodile Forceps, Ø 2.3 x 1800 mm, classic line metal handle</i>		●	1	
146-505-12	FEZ- Alligator- Zange, Ø 2,3 x 1800 mm, Classic-Line Metallhandgriff	<i>FEZ-Alligator Forceps, Ø 2.3 x 1800 mm, classic line metal handle</i>		●	1	
146-505-15	FEZ-Polycatch-Zange, Ø 2,5 x 1800 mm, Classic-Line Metallhandgriff	<i>FEZ-Polycatch Forceps, Ø 2.5 x 1800 mm, classic line metal handle</i>		●	1	
146-505-22	FEZ-Fadenstanze, Ø 2,3 x 1800 mm, Classic-Line Metallhandgriff	<i>FEZ-Suture Cutter Forceps, Ø 2.5 x 1800 mm, classic line metal handle</i>		●	1	
146-505-23	FEZ-Sichelschere, Ø 2,3 x 1800 mm, Classic-Line Metallhandgriff	<i>FEZ-Sickle Scissors Forceps, Ø 2.5 x 1800 mm, classic line metal handle</i>		●	1	
156-508-13	FEZ-Mausezahn-Zange zur Magenballon-Entfernung, Ø 2,3 x 2200 mm, Classic-Line Metallhandgriff Spezialzange für harte Ballons	<i>FEZ-Mousetooth Forceps, for gastric balloon removal, Ø 2.3 x 2200 mm, classic line metal handle special forceps for hard balloons</i>		●	1	
<b>Dreigreifer Zangen, wiederverwendbar</b>						
146-555-44	FEZ-Dreigreifer, scharfe Haken, TS Ø 2,3 x 1800 mm, Classic-Line Metallhandgriff	<i>Tripod Forceps, reusable</i> FEZ-Tripod forceps, sharp hooks, TS Ø 2.3 x 1800 mm, classic line metal handle		●	1	
146-555-45	FEZ-Dreigreifer, runde Haken, TS Ø 2,3 x 1800 mm, Classic-Line Metallhandgriff	<i>FEZ-Tripod forceps, round hooks, TS Ø 2.3 x 1800 mm, classic line metal handle</i>		●	1	



**Wir reparieren Biopsiezangen schon seit 1977**



**Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern!**

# ENDOSKOPIE - PAULDRACH medical GmbH - ENDOSCOPY

	Alles, was Sie in der flexiblen Endoskopie brauchen	All you need in flexible endoscopy	1 x Produkt Disposable	2 x Produkt Reusable	Stückzahl Box of	Artikelpreise können Sie nach Registrierung und Freischaltung auf unserer Homepage einsehen. <a href="http://www.pauldrach-medical.de">www.pauldrach-medical.de</a>
	Best.Nr.	Produkt	Product			
<b>1 x Polypektomie Schlingen, multifil</b>						
157-969-10	POL-1 x Cold Snare -Polypektomieschlinge, Ø 10 mm, TS Ø 2,3 x 2300 mm, multifile Litze, filiforme hexagone Form, <b>HF-Handgriff</b>	<i>Disposable Snare, Oval, multifil</i> POL-1 x Cold Polypectomy snare, Ø10 mm, TS Ø 2.3x2300mm, multifile wire, filiform hexagone shaped, <b>HF-handle</b>	●		10	
157-979-10	POL-1 x Polypektomieschlinge, Ø 10 mm TS Ø 2,3 x 2300 mm, multifile Litze, oval, HF-Handgriff	<i>POL-1x Polypectomy Snare, Ø 10 mm TS Ø 2.3 x 2300 mm, multifil wire, oval, HF-handle</i>	●		10	
157-979-15	POL-1 x Polypektomieschlinge Ø 15 mm multifile Litze, oval, TS Ø 2,3 x 2300 mm	<i>POL-1 x Polypectomy Snare, Ø 15 mm multifil wire, oval, TS Ø 2.3 x 2300 mm,</i>	●		10	
157-979-25	POL-1 x Polypektomieschlinge Ø 25 mm multifile Litze, oval, TS Ø 2,3 x 2300 mm	<i>POL-1 x Polypectomy Snare, Ø 25 mm multifil wire, oval, TS Ø 2.3 x 2300 mm,</i>	●		10	
157-979-35	POL-1 x Polypektomieschlinge Ø 25 mm multifile Litze, oval, TS Ø 2,3 x 2300 mm	<i>POL-1 x Polypectomy Snare, Ø 35 mm multifil wire, oval, TS Ø 2.3 x 2300 mm,</i>	●		10	
<b>1 x Polypektomie Schlingen, monofil</b>						
157-989-10	POD-1 x Polypektomieschlinge, Ø 10 mm monofiler Draht, oval, TS Ø 2,3 x 2300 mm	<i>Disposable Snare, Oval, monofil</i> POD-1 x Polypectomy Snare, Ø 10 mm monofil wire, oval, TS Ø 2.3 x 2300 mm	●		10	
157-989-15	POD-1 x Polypektomieschlinge, Ø 15 mm monofiler Draht, oval, TS Ø 2,3 x 2300 mm	<i>POD-1 x Polypectomy Snare, Ø 15 mm monofil wire, oval, TS Ø 2.3 x 2300 mm</i>	●		10	
157-989-25	POD-1 x Polypektomieschlinge, Ø 25 mm monofiler Draht, oval, TS Ø 2,3 x 2300 mm	<i>POD-1 x Polypectomy Snare, Ø 25 mm monofil wire, oval, TS Ø 2.3 x 2300 mm</i>	●		10	
157-989-35	POD-1 x Polypektomieschlinge, Ø 35 mm monofiler Draht, oval, TS Ø 2,3 x 2300 mm	<i>POD-1 x Polypectomy Snare, Ø 35 mm monofil wire, oval, TS Ø 2.3 x 2300 mm</i>	●		10	
Kategorie:	<b>Koloskopie</b>	<b>Colonoscopy</b>				 + 
Best.Nr.	Alles, was Sie für die Koloskopie brauchen	All you need for colonoscopy				
<b>1 x Koloskopie-Hosen / Splash Coat</b>						
108-904-01	CSH-1 x Koloskopie Hose mit: Taillengummi, rückseitigem Schlitz, Standardgröße (100 cm Taillenumfang)	<i>Disposable Coloscopy-Shorts / Splashcoat</i> CSH-1 x Coloscopy Shorts, disposable, waisted, rear opening standard size 100 cm waistline	●		10	
108-904-02	CSH-1 x Koloskopie Hose, Übergröße mit: Taillengummi, rückseitigem Schlitz, Übergröße (140 cm Taillenumfang)	<i>CSH-1 x Coloscopy Shorts, disposable, waisted, rear opening super size 140 cm waistline</i>	●		10	
108-905-02	SPC-1 x Splash Coat, wasserabweisender, leichter Körperschutzkittel, Gummizüge am Handgelenk, passend für jede Größe	<i>SPC-1 x Splash Coat, disposable, hydrophobic lightweight body protecting coat, elastic band at sleeves end fits any size</i>	●		10	