





























# ENDOSKOPIE - PAULDRACH medical GmbH - ENDOSCOPY

	Alles, was Sie in der flexiblen Endoskopie brauchen	All you need in flexible endoscopy	1 x Produkt Disposable	2 x Produkt Reusable	Stückzahl Box of	Artikelpreise können Sie nach Registrierung und Freischaltung auf unserer Homepage einsehen. <a href="http://www.pauldrach-medical.de">www.pauldrach-medical.de</a>
	Best.Nr.	Produkt	Product	2	2	
Kategorie:	Zubehör	Accessories				
Best.Nr.	Alles, was Sie für die Endoskopie brauchen	All you need for endoscopy				
	<b>Beißringe, wiederverwendbar</b>	<b>Bite Block, reusable</b>				
101-200-01	BBA-Beißring für Erwachsene, wiederverwendbar autoklavierbar	BBA-Bite block for adults, reusable autoclavable		●	5	
101-200-02	BAH-Beißring für Erwachsene mit latexfreiem Halteband wiederverwendbar autoklavierbar	BAD-Bite block for adults with latex free head strap reusable autoclavable		●	10	
	<b>1 x Beißringe</b>	<b>Disposable Bite Block</b>				
101-900-51	BAD-1 x Beißring für Erwachsene mit Halteband Standardgröße in Spenderbox zu 50 Stück	BAD-1 x Bite block for adults with head strap, standard size in a box of 50	●		50	
101-900-52	BCD-1 x Trismus-Bite-Block, Beißring für Erwachsene mit Mundsperr oder als Beißring für Kinder zu verwenden mit Halteband	BCD-1 x Trismus-Bite-Block for adults with trismus or for peditaries with head strap	●		10	
	<b>1 x Beißring mit Zungenplatte</b>	<b>Disposable Bite Block</b>				
101-900-55	BZD-1 x Beißring mit Halteband, mit langer Zungenplatte und Halteband	BZD-1 x Bite block with long tongue plate and head strap	●		50	
	<b>1 x Beißring mit Sauerstoffzufuhr</b>	<b>Disposable Bite Block with oxygen</b>				
101-901-11	BOD-1 x Oxybite Beißring mit Sauerstoff Anschluss und Halteband	BOD-1 x Oxybite, Bite block for adults with oxygen supply and head strap	●		50	
	<b>1 x Kinder Beißring</b>	<b>Disposable Kids Bite Block</b>				
101-901-50	BBD-1 x Kids Bite Block, Beißring für Kinder mit Halteband	BBD-1 x Kids Bite block pediatric bite block with head strap	●		10	
	<b>Gesichtsschutz</b>	<b>Face Shield</b>				
102-300-03	ESD-Gesichtsschutz mit Visier, antifog Beschichtung, Lüftungsschlitze, geschützter Gesichtsbereich	ESD-Face Shield, anti fog coating, ventilation slots face protection		●	5	
	<b>Gleitmittel</b>	<b>Lubrications</b>				
103-101-01	ESG-Endoscopgel, medizinisches Gleitgel, 200 ml Tube 12 Stück	ESG-Endoscope Gel, medical lubricant, 200 ml tube 12 pieces		●	12	
103-105-05	ESG-1 x OptiLube Gleitgel, medizinisches Gleitgel 5,0 g Beutel, 150 Stück steril	ESG-1 x OptiLube Jelly, medical lubricant, 5,0 g bag, 150 pieces, sterile	●		150	
103-115-05	ESG-OptiLube Gleitgel medizinisches Gleitgel 5,0 g Tube, 48 Stück steril	ESG-Endoscope Gel, medical lubricant, 5 g tube, 48 pieces, sterile		●	48	
103-115-82	ESG-OptiLube Gleitgel medizinisches Gleitgel 82,0 g Tube, 12 Stück steril	ESG-Endoscope Gel, medical lubricant, 82,0 g Tube, 12 pieces sterile		●	12	











# ENDOSKOPIE - PAULDRACH medical GmbH - ENDOSCOPY

	<b>Alles, was Sie in der flexiblen Endoskopie brauchen</b>	<b>All you need in flexible endoscopy</b>	1 x Produkt	2 x Produkt	Stückzahl Box of	Artikelpreise können Sie nach Registrierung und Freischaltung auf unserer Homepage einsehen. <a href="http://www.pauldrach-medical.de">www.pauldrach-medical.de</a>
			Disposable	Reusable		
Best.Nr.	Produkt	Product	②	②	VE = Verpackungseinheit	
<b>Öle</b>						
<b>103-200-01</b>	SOL-Silikon-Öl, 10 ml Flasche	<i>SOL-Silicon Oil, 10 ml bottle</i>		●	1	
<b>103-200-03</b>	SOL-Silikon-Öl, 30 ml Flasche	<i>SOL-Silicon Oil, 30 ml bottle</i>		●	1	
<b>103-200-25</b>	SOL-Silikon-Öl, 250 ml Flasche	<i>SOL-Silicon Oil, 250 ml bottle</i>		●	1	
<b>103-201-03</b>	IOL-Instrumenten-Öl, 30 ml Flasche	<i>IOL-Instrument Oil, 30 ml bottle</i>		●	1	
<b>103-400-50</b>	SKS-Silikonspray, 500 ml Dose	<i>SKS-Silicon Spray, 500 ml can</i>		●	1	
<b>Endoskopaufhängungen</b>						
<b>104-100-01</b>	UKP-unikeeper-U Endoskopaufhängung für alle Endoskope Gastroskope, Koloskope	<i>UKP-unikeeper-U Endoscope Rack for all endoscopes gastroscopes, colonoscopes</i>		●	1	
<b>104-100-10</b>	UKP-unikeeper-B Endoskopaufhängung für alle Bronchoskope	<i>UKP-unikeeper-B, Endoscope Rack for bronchoscopes only</i>		●	1	
<b>Gerätestecker Halter</b>						
<b>104-100-20</b>	UKG-Geräte-Stecker-Halter für Olympus Glasfaser-Endoskope Gerätestecker	<i>UKG-Wall Rack for Olympus Fiberscope umbilical plug</i>		●	1	
<b>104-100-21</b>	UKG-Geräte-Stecker-Halter für Olympus Video Gerätestecker	<i>UKG-Wall Rack for Olympus Video umbilical plug,</i>		●	1	
<b>104-100-23</b>	UKG-Geräte-Stecker-Halter für Pentax Gerätestecker der Serie 70 K, 85 K, 90 K	<i>UKG-Wall Rack for Pentax umbilical plug series 70 K, 85 K, 90 K</i>		●	1	
<b>104-100-52</b>	UKG-Geräte-Stecker-Halter für Fujinon Gerätestecker der 500 Serie	<i>UKG-Wall Rack Rack for Fujinon 500 umbilical plug,</i>		●	1	
<b>1x Fremdkörperschutzkappe</b>						
<b>105-300-01</b>	FKS-1 x Fremdkörperschutzkappe passend für alle Gastroskope konischer Silikon Schnorchel konische Silikonkappe	<i>FKS-1 x Foreign Body Protection Hood fits all gastroscopes with conical silicone funnel formed snorkel funnel formed silicone hood</i>	●		1	
<b>1x Polypfenalle</b>						
<b>105-301-01</b>	POT-1 x Sekret Auffangbehälter 1 Kammer ohne Sieb, mit Messskala Verschluss durch Schlauch	<i>POT-1 x Secretion bottle 1 chamber without filter, with volume scale, closing tubing</i>	●		5	
<b>105-301-05</b>	MPF-1 x Multi-Polypfenalle 5 Kammern mit Sieb drehbarer Deckel mit extra Verschluss	<i>MPF-1 x Suction-Polytrap, 5 chambers with filter, revolving lid extra closing cap</i>	●		5	
<b>105-301-11</b>	POT-1 x Polypfenalle Quick Catch, 1 Kammer Falle mit Sieb wird zwischen Endoskop und der Saugpumpe verbunden	<i>POT-1 x Polytrap Quick Catch, 1 chamber with filter, will be connected between endoscope and suction pump</i>	●		50	
<b>105-301-14</b>	MPF-1 x Multi-Polypfenalle, 4 Kammern, extra Verschluss	<i>MPF-1 x Suction Polytrap, 4 chambers, extra closing cap</i>	●		5	

# ENDOSKOPIE - PAULDRACH medical GmbH - ENDOSCOPY











	Alles, was Sie in der flexiblen Endoskopie brauchen	All you need in flexible endoscopy	1 x Produkt Disposable	2 x Produkt Reusable	Stückzahl Box of	Artikelpreise können Sie nach Registrierung und Freischaltung auf unserer Homepage einsehen. <a href="http://www.pauldrach-medical.de">www.pauldrach-medical.de</a>
	Best.Nr.	Produkt	Product			VE = Verpackungseinheit
	<b>Luer Lock Verbinder</b>	<b>Luer Connectors</b>				
105-500-01	LLS-Luer Lock männlich, LLm, Schlaucholive Ø 4,0 mm Metall	LLS-Luer Lock male , LLm hose end connector Ø 4.0 mm, metal		●	1	
105-500-02	LLC-Luer Lock weiblich, LLw mit Schlaucholive Ø 4,0 mm Metall	LLC-Luer Lock female, LLf, hose end connector Ø 4.0mm, metal		●	1	
105-600-01	LVM-2 Wege Absperrhahn Luer männlich - Luer Lock weiblich Metall	LVM-2 way stop cock, Luer male - Luer Lock female metal		●	1	
105-600-03	LVK-1 x 2 Wege Absperrhahn Luer männlich - Luer Lock weiblich Kunststoff	LVK-1 x 2 way stop cock, Luer male - Luer Lock female plastic	●		10	
	<b>1 x PE-Kanal Verschlusskappen</b>	<b>Disposable Rubber Cap</b>				
105-901-11	PEK-1 x PE-Kanal Kappe für Olympus und Fujinon-500, einzeln verpackt, steril	PEK-1 x Working Channel Cap for Olympus and Fujinon, single wrapped, sterile	●		50	
105-901-12	PEK-1 x PE-Kanal Kappe für Pentax, einzeln verpackt, steril	PEK-1 x Working Channel Cap for Pentax, single wrapped, sterile	●		50	
	<b>PE-Kanal Verschlusskappen</b>	<b>Rubber Cap</b>				
105-902-11	PEK-PE-Kanal Kappe für: Olympus / Fujinon - 500er Serie, lose, unsteril	PEK-Working Channel Valve for: Olympus / Fujinon from 500 series in bulk, non sterile	●		50	
105-902-12	PEK-PE-Kanal Kappe für: Pentax, lose, unsteril	PEK-Working Channel Valve for: Pentax, in bulk, non sterile	●		50	
	<b>Wasserflaschen Dispo-Cap</b>	<b>Water Bottle Dispo-Cap</b>				
105-903-10	DKO-1 x Dispo-Cap mit Schlauch für Olympus, von der Wasserflasche und zum Endoskop, sowie CO <sub>2</sub> Anschluss mit Hahn und Verschlussklemme	DKO-1 x Dispo-Cap with tubes for Olympus, from water bottle to endoscope, and CO <sub>2</sub> connection with stop cock and clip	●		50	
105-903-20	DKF-1 x Wasserflaschenkappe mit Schlauch für Fuji von der Wasserflasche und zum Endoskop, sowie CO <sub>2</sub> Anschluss mit Hahn und Verschlussklemme	DKF-1 x Water Bottle with Screw Cap for Fuji from water bottle to endoscope and CO <sub>2</sub> connection with stop cock and clip	●		50	
105-903-30	DKP-1 x Dispo-Cap mit Schlauch für Pentax Wasserflasche und zum Endoskop, sowie CO <sub>2</sub> Anschluss mit Hahn und Verschlussklemme	DKP-1 x Dispo-Cap with tubes for Pentax from water bottle to endoscope and CO <sub>2</sub> connection with stop cock and clip	●		50	

# ENDOSKOPIE - PAULDRACH medical GmbH - ENDOSCOPY

	Alles, was Sie in der flexiblen Endoskopie brauchen	All you need in flexible endoscopy	1 x Produkt Disposable	2 x Produkt Reusable	Stückzahl Box of	Artikelpreise können Sie nach Registrierung und Freischaltung auf unserer Homepage einsehen. <a href="http://www.pauldrach-medical.de">www.pauldrach-medical.de</a>
	Best.Nr.	Produkt	Product	②	②	
	<b>1 x PE-Kanal Kappen mit Schlauch</b>	<b>Disp. Biopsy Valves with tube</b>				
105-904-11	PKS-1 x PE-Kanal Kappe, blau für: Olympus / Fujinon-500, mit Schlauch, LLw, Ventil und Klemme, steril	PKS-1 x Working Channel Valve, blue for: Olympus / Fujinon-500, with tube LLf, valve and clamp, sterile	●		50	
105-904-12	PKS-1 x PE-Kanal Kappe rot für: Pentax, mit Schlauch LLw, Ventil und Klemme, steril	PKS-1 x Working Channel Valve, red for: Pentax, with tube, LLf, valve and clamp, sterile	●		50	
	<b>1 x Ventile</b>	<b>Disposable Valve</b>				
105-905-10	VAO-1 x Ventil-Set Olympus, mit Saugventil, Luft-Spülventil, PE-Kanalkappe, steril	VAO-1 x Valve-Set Olympus, with suction-valve, air-water-valve, working channel-cap, sterile	●		50	
	<b>1 x Ventilkörbchen</b>	<b>Disposable Valvesafe</b>				
105-906-10	1 x DVK-Ventilkörbchen zur sicheren Aufbewahrung der Endoskopventile und Kleinteile während des Aufbereitungsprozesses, die direkt zum Endoskop gehören.  So bleiben die richtigen Ventile und sonstiges Zubehör mit dem dazugehörigen Endoskop verbunden. Kunststoff verhindert Rostbildung und Verkeimung, sowie Kreuzkontamination	1 x DVK Single-Use Valvesafe for the safe storage of endoscope valves and small parts during reprocessing and remain as part of the parent endoscope.  Keeps the valves and additional accessories locked together with the parent endoscope. Plastic construction prevents rust and microbiological growth as well as cross-contamination	●		10	
	<b>Fixationshilfe für flexible Instrumente</b>	<b>Fixation Clamp</b>				
106-100-00	CFX-ClipFix, Fixationshilfe für aufgerollte, wiederverwendbare, flexible Instrumente, autoklavierbar	CFX-ClipFix, fixation aid for rolled up, reusable, flexible instruments, autoclavable		●	10	
	<b>Distaler Endoskopschutz</b>	<b>Distal Endoscope Protection</b>				
106-200-10	ETP-1 x Endoskop-Tip Protektor, Weichplastik, einfacher und sicherer Schutz für Ihr benutztes oder aufbereitetes Endoskop	ETP-1 x Endoscope-Tip-Protection, soft PVC, simple and easy protection for your used or reprocessed endoscope	●		10	
	<b>Netzkabel und HF-Zuleitungen</b>	<b>Cables and Electric Cord</b>				
107-100-02	ENK-Netzkabel (230Volt) mit: Schuko stecker und Winkelstecker, 200 cm lang	ENK-Electric Cable (230 Volt) with Schuko plug and angled plug, 200 cm long		●	1	
107-215-25	HFZ-Zuleitung, 250 cm lang, mit 5 mm Stecker für HF Gerät und Standardbuchse für 1 x HF-Griff,	HFZ-Active Cable 250 cm, with 5 mm plug for electro surgical unit and standard jack for 1 x hf-handles		●	1	
107-304-11	HFA-Adapter von Pm Kabel an Standard HF-Griffe	HFA-Adaptor from Pm cable to standard hf-handles		●	1	



# ENDOSKOPIE - PAULDRACH medical GmbH - ENDOSCOPY

	Alles, was Sie in der flexiblen Endoskopie brauchen	All you need in flexible endoscopy	1 x Produkt Disposable	2 x Produkt Reusable	Stückzahl Box of	Artikelpreise können Sie nach Registrierung und Freischaltung auf unserer Homepage einsehen. <a href="http://www.pauldrach-medical.de">www.pauldrach-medical.de</a>
	Best.Nr.	Produkt	Product	②	②	
	<b>Einfärbetinte</b>	<b>Colouring Ink</b>				
108-110-20	Black Eye sterile Färbe Flüssigkeit auf Kohlenstoffbasis in 5 ml Spritze, gebrauchsfertig gefüllt, Biokompatibel, nicht toxisch, 2 Jahre haltbar	<i>Black Eye sterile endoscopic marker, 5 cc in a syringe, ready to use product, shelf live 2 years, biocompatible, non toxic</i>	●		1	
	<b>1 x Koloskopie-Hosen / Splash Coat</b>	<b>Disposable Coloscopy-Shorts / Splashcoat</b>				
108-904-01	CSH-1 x Koloskopie Hose mit: Taillengummi, rückseitigem Schlitz, Standardgröße 100 cm Taillenumfang	<i>CSH-1 x Coloscopy Shorts, disposable, waisted, rear opening standard size 100 cm waistline</i>	●		10	
108-904-02	CSH-1 x Koloskopie Hose, Übergröße mit: Taillengummi, rückseitigem Schlitz, Übergröße 140 cm Taillenumfang	<i>CSH-1 x Coloscopy Shorts, disposable, waisted, rear opening super size 140 cm waistline</i>	●		10	
108-905-02	SPC-1 x Splash Coat, wasserabweisender, leichter Körperschutzkittel, Gummizüge am Handgelenk, passend für jede Größe	<i>SPC-1 x Splash Coat, disposable, hydrophobic lightweight body protecting coat, elastic band at sleeves end fits any size</i>	●		10	
	<b>Endoskopschränke ohne Trocknung</b>	<b>Endoscope Cabinet without Drying</b>				
109-503-04	ESS-Endoskopschrank für 4 Endoskope <b>Beschreibung:</b> ausziehbare Mittelwand mit 4 Universal-Endoskopaufhängungen, zur hängenden Lagerung der Endoskope, Schlenkerschutz und Kleinteilekörbchen, Tropfschale und Lüftungsschlitze Maße: B 46 x T 67 x H 210 cm	<i>ESS-Endoscope Storage Cabinet <b>Description:</b> pull-out middle wall, 4 universal endoscope racks for hanging storage of endoscopes, swinging protection cage, accessory box, drip pan and ventilation slots dimension: w 46 x l 67 x h 210 cm</i>		●	1	
109-503-08	EST-Endoskopschrank für 8 Endoskope Maße: B 60 x T 67 x H 210 cm	<i>EST-Endoscope Cabinet for 8 Endoscopes dimension: w 60 x l 67 x h 210 cm</i>		●	1	
109-503-12	EST-Endoskopschrank für 12 Endoskope Maße: B 92 x T 67 x H 210 cm	<i>EST-Endoscope Cabinet f. 12 Endoscopes dimension: w 92 x l 67 x h 210 cm</i>		●	1	
	<b>Endoskopschränke mit Trocknung</b>	<b>Endoscope Cabinet with Drying</b>				
109-503-14	EST-Endoskopschrank für 4 Endoskope <b>Beschreibung:</b> wie oben, zusätzliche Trocknung durch: Eigenlüfterzeugung, 4 x 35 l / min, Nutzung medizinischer Druckluft, Einzelkanalanschluss Maße: B 46 x T 67 x H 235 cm	<i>EST-Endoscope Storage Cabinet <b>Description:</b> see above additional drying by: ventilation device, built on top of cabinet for 4 endoscopes with 35 l / min single channel connections dimension: w 46 x l 67 x h 235 cm</i>		●	1	
	<b>Endoskopschränke Zubehör</b>	<b>Accessories for endoscope cabinet</b>				
109-503-20	EST-Trocknungsaufsatz, auch auf ESS nachrüstbar Eigenlüfterzeugung, 4 x 35 l / min, Nutzung medizinischer Druckluft, Einzelkanalanschluss vom Originalhersteller (Olympus, Pentax, Fujinon) B 46 x T 67 x H 25 cm	<i>EST-Drying Top Frame Box, also available as retrofit kit, self ventilation with 4 x 35 l / min, also available with medical compressed air single channel connectors from original manufacturer, (Olympus, Pentax, Fujinon) w 46 x l 67 x h 25</i>		●	1	
109-503-21	ESZ-Kleinteile-Korb, Edelstahl, für alle Endoskopschränke, zur Aufbewahrung gereinigter Ventile, PE-Kanal-Kappen und Adapter, sowie Trockenschläuche	<i>ESZ-Accessory-Box, stainless steel, good for all endoscope cabinets, to store reprocessed endoscope valves, working channel caps and adapters, as well as drying tubes</i>		●	1	
109-503-22	ESZ-Auffangschale als sichere Auflage für lange Endoskope Einführungsschläuche	<i>ESZ-Drain Tray used as secure support sheet for long endoscope insertion tubes</i>		●	1	
109-503-33	ESZ-Kanal-Adapter Olympus, 3er-Set	<i>ESZ-Channel-Adaptors Olympus, 3 plugs</i>		●	1	
109-503-34	ESZ-Kanal-Adapter Pentax, 3er-Set	<i>ESZ-Channel-Adaptors Pentax, 3 plugs</i>		●	1	
109-503-35	ESZ-Kanal-Adapter Fujinon, 3er-Set	<i>ESZ-Channel-Adaptors Fujinon, 3 plugs</i>		●	1	