

## Endo-Körbchen

18

1X



### Produktinformationen

Körbchen für die:  
Fremdkörperentfernung  
Steinextraktion  
Lithotripsie  
aus Edelstahlseilen und  
Nitinol Draht.  
4/6 Seile, hexagonal, spiralig

### Product information

Baskets for:  
foreign body extraction  
stone extraction  
lithotripsy  
made out of stainless steel  
and / or Nitinol  
4/6 wires, hexagonal, spiral

137-404-xx

Extraktions-Körbchen  
mit 4 Seilen

137-704-xx

Extraktions-Körbchen  
aus Nitinol

138-404-xx

Lithotriptor-Körbchen  
mit 4 Seilen

138-606-xx

Lithotriptor-Körbchen  
mit 6 Seilen

