

PAULDRACH

medical GMBH



STATE OF THE ART

Endoskop Clean Cover

Sterile 1 x Schutzabdeckung für unreine und reine Endoskope während des Transportes. Auch zur Endoskop-Aufbewahrung geeignet. Der jeweilige Endoskop-Zustand ist deutlich an den rot (kontaminiert) und grün (sauber) eingefärbten Materialtaschen zu erkennen.

35

1X



Lieferzustand
(einzeln, steril verpackt)

② Art.-Nr.: 109-102-10
1 x Endoskop Clean Cover **-klein-**
Wannenabdeckungen:
800x 520mm -grün-
750x650mm -rot-

(VE 100 Stück)

② Art.-Nr.: 109-102-20
1 x Endoskop Clean Cover **-groß-**
Wannenabdeckungen:
820x 560mm -grün-
970x830mm -rot-

(VE 100 Stück)