

PAULDRACH

medical GMBH

STATE OF THE ART

„waterfall“ - Power Spülpumpe für die Endoskopie

48



- Elektronisch regelbare Powerpumpe mit neuartigem Power-Schlauch für Druckspülung während der Endoskopie im Oberen und Unteren Verdauungstrakt.
- Auch für großkalibrige PE-Kanäle geeignet.
- Powerschlauch 2 m (kompatibel mit allen Spülpumpen!)
- 1 Liter autoklavierbare Wasserflasche mit Schraubdeckel und Anschlüssen
- Pneumatischer Fußschalter mit LLM Anschluss, 2,0 m



- Optionales Zubehör:** (nicht im Set enthalten)
- ISA (Instrumenten-Spüladapter) für alle Endoskope
 - Adapter für Pentax Endoskope
 - Flaschenkappe für 1 x Flaschen
 - Luftfilter für Flaschendeckel bzw. Flaschenkappe
 - 1 x Powerschlauch für Power-Spüldruck

Art.Nr.: 182-300-10

